

# Ambu® King Mask

## Mascarilla Facial Desechable

### HOJA TÉCNICA

Gracias a su diseño innovador de alta calidad, Ambu® King Mask se ha convertido en líder en el diseño de mascarillas faciales desechables para anestesia. Ambu® King Mask cuenta con un manguito fino y adherente, que mejora la capacidad para crear un excelente sellado para una gran variedad de pacientes.

El diseño de bordes redondeados garantiza un agarre suave y una gran comodidad para el usuario. Está hecha de PVC sin Ftalatos para seguridad del paciente y del usuario. Además, se puede utilizar en un entorno de Resonancia Magnética, ya que es compatible.

Está disponible en versiones perfumadas con aroma fresco u olor a chicle, fresa o cereza. Las mascarillas Sweet Dreams™ liberan un aroma relajante de aceites naturales en el manguito de la mascarilla, lo que proporciona un efecto calmante durante la inducción, especialmente para los niños<sup>1</sup>.

#### Cinco aromas

- Sin perfume (Azul)
- Menta (Verde)
- Chicle (Morado)
- Fresa (Rosa)
- Cereza (Rojo)

#### Siete tallas

- Talla 1 Neonato
- Talla 2 Bebés
- Talla 3 Niños de 1 a 3 años
- Talla 4 Niño/Adulto pequeño
- Talla 5 Adulto mediano
- Talla 6 Adulto grande
- Talla 7 RD Adulto extra grande



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El manguito es fino y flexible, para un excelente sellado facial

La parte superior del manguito es estriada para proporcionar un agarre antideslizante

El manguito con forma anatómica permite un sellado hermético con presión mínima

Mascarilla transparente para observar fácilmente el estado del paciente








Compatible con Resonancia Magnética

Arneses con código de colores para facilitar su identificación\*






<sup>1</sup> Fukumoto M, Arima H, Ito S, Takeuchi N, Nakano H. Distorted perception of smell by volatile agents facilitated inhalational induction of anesthesia. Paediatr Anaesth. 2005 Feb; 15 (2): 98-101.

\*No disponible para tamaños 1 y 2.

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO SIN ARNÉS

Mascarilla	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3	Tamaño 4	Tamaño 5	Tamaño 6	Tamaño 7
Código de Color							
Original (sin perfume)	1012UB	1022UB	1032UB	1045UB	1055UB	1065UB	1075UB
Menta	2012SB	2022SB	2032SB	2045SB	2055SB	2065SB	2075SB
Chicle		1122SB	1132SB	1145SB			
Fresa		1222SB	1232SB	1245SB			
Cereza		1322SB	1332SB	1345SB			
Pack variado		1423SB					

## CON ARNÉS

Mascarilla	Tamaño 3	Tamaño 4	Tamaño 5	Tamaño 6	Tamaño 7
Código de Color					
Original (sin perfume)	1032UH	1045UH	1055UH	1065UH	1075UH
Menta	2032SH	2045SH	2055SH	2065SH	2075SH
Chicle	1132SH	1145SH			
Fresa	1232SH	1245SH			
Cereza	1332SH	1345SH			
Pack variado	1433SH	1443SH			

Referencias terminadas en 2 = 20 por paquete. Referencias terminadas en 5 = 50 por paquete  
Referencias terminadas en 3 = 30 por paquete. \*(Pack variado de mascarillas perfumadas consta de 10 de cada: Chicle, Fresa y Cereza).

## MATERIALES

Pieza	Material
Manguito	PVC Cloruro de polivinilo (sin ftalatos)
Corona	Polycarbonato
Arneses	Polycarbonato
Cuerpo de la válvula	Polycarbonato
Vástago de la válvula	Caucho de silicona
Tapón de válvula	PP Polipropileno

### Embalaje

Bolsa	LDPE
Caja	Cartón

### Medioambiente

Sin ftalatos	Sí
No fabricado con látex de caucho natural	Sí

## ESPECIFICACIONES

Talla	Peso
1	15 g
2	18.0 g
3	33.0 g
4	39.0 g
5	48.0 g
6	59.0 g
7RD	53.0 g

### Información técnica

Tamaño del conector	Conector de 15 mm de diámetro exterior para #1 y #2 según EN ISO 5356-1. Conector de 22 mm de diámetro interior para #3, #4, #5, #6 y #7RD según EN ISO 5356-1.
Válvula de retención	Compatible con jeringa Luer slip
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) según EN 1789.
Límites de temperatura de almacenaje	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) según EN 1789 y EN ISO 10651-4.

Se recomienda conservar a largo plazo en envases cerrados a temperatura ambiente, protegido de la luz solar.



Sin perfume



Menta



Fresa



Cereza



Chicle

# Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
Bloque B, Planta Baja, derecha  
Madrid, 28037, Spain  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com

CE 2797