

# AmbuMan® School

## HOJA TÉCNICA

AmbuMan School es un maniquí de formación para SVB que ofrece una apariencia realista.

El maniquí puede utilizarse para entrenamiento de compresiones torácicas y la colocación de electrodos DEA. El Sistema Higiénico Único de Ambu previene la contaminación cruzada al realizar ventilación por boca y nariz.

AmbuMan School se ha creado para ser utilizado para formación de RCP de SVB de grupos en las escuelas bajo la supervisión de un instructor / profesor.

### Conforme a Directrices RCP de SVB


Ambu Man School permite realizar entrenamiento de RCP siguiendo las últimas Directrices internacionales de 2020.

### Compacto y portátil

Embalaje con poco peso, portátil y compacto para fácil transporte.

### Entrenamiento DEA

Gracias a su torso cerrado, se pueden realizar simulaciones con los electrodos de desfibrilación y el DEA.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema Higiénico Único que evita la contaminación cruzada
- Maniquí compacto y portátil
- Ventilación Boca a Boca y Boca Nariz con elevación pecho
- Entrenamiento de compresiones torácicas
- Fácil posicionamiento electrodos DEA
- Torso cerrado
- Set 10 maniqués

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Peso                           | 0.8 kg |
| Largo                          | 45 cm  |
| Profundidad máx. de compresión | 6 cm   |

## MATERIALES

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Correas         | Nylon                    |
| Base            | Policarbonato            |
| Bajo            | Elastómero termoplástico |
| Pecho           | Polipropileno            |
| Cabeza          | Silicona                 |
| Pieza Facial    | Polivinilcloruro         |
| Bolsa de Pulmón | Polivinilcloruro         |
| Bolsa de cabeza | Polietileno              |

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

| Ref.         | Descripción                                 |
|--------------|---|
| A268 007 000 | AmbuMan School (Set de 10)*                 |
| 268 000 571  | Pieza Facial AmbuMan School (Set de 10)     |
| 268 000 572  | Bolsa de cabeza AmbuMan School (Set de 100) |
| 268 000 573  | Accesorios AmbuMan School (Set de 10)       |

\* Cada Caja de AmbuMan School incluye:


1 maniquí, 1 pieza facial, 2 bolsas de cabeza, 1 DEA de cartón con electrodos, 1 teléfono de cartón.




Torso cerrado



Colocación electrodos de DEA



Sistema Higiénico Único



Accesorios

# Ambu

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com