

aScope™ 4 Cysto TOMA EL CONTROL DE TU AGENDA Y SÉ MÁS PRODUCTIVO

¿Y si hubiera una manera de simplificar y optimizar tu flujo de trabajo y realizar más procedimientos sin comprometer la calidad?

aScope™ 4 Cysto es una solución de endoscopia flexible de un solo uso que te ofrece una forma de tomar el control de tu agenda y ser más productivo, sin comprometer la calidad de tu trabajo.

Ofrece una calidad constante porque dispones de un cistoscopio nuevo para cada procedimiento. Ofrece la calidad de imagen y el rendimiento de flexión que necesitas para realizar tus cistoscopias con confianza. Además, está siempre disponible y es portátil, lo que facilita la gestión de tu agenda y la realización de procedimientos de consulta internos. Por último, elimina la necesidad de reprocesamiento, simplifica el flujo de trabajo, libera recursos y te permite tratar a más pacientes.

EL ENFOQUE EN LA ENDOSCOPIA DE UN SOLO USO RESULTA EN LA EXCELENCIA

En 2009, Ambu lanzó el primer broncoscopio flexible de un solo uso del mundo, Ambu® aScope™, y en 2020, más de un millón de nuestros endoscopios de un solo uso se utilizaron en más de 6.000 hospitales a nivel mundial. aScope 4 Cysto es el resultado de una década de experiencia y conocimientos técnicos.



Ambu FOREVER FORWARD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA

Ambu lleva dando vida a las soluciones del futuro desde 1937. Hoy en día, millones de pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo dependen de la eficacia, la seguridad y el rendimiento de nuestras soluciones de endoscopia, anestesia y monitorización y diagnóstico de pacientes de un solo uso.

Las manifestaciones de nuestros esfuerzos han ido desde las primeras innovaciones, como el resucitador Ambu® Bag™ y los electrodos Ambu® BlueSensor™, hasta nuestras más recientes soluciones de referencia, como el Ambu® aScope™, el primer endoscopio flexible de un solo uso del mundo. Además, miramos continuamente al futuro con el compromiso de ofrecer productos innovadores de calidad que tengan un impacto positivo en su trabajo.

Con sede en Dinamarca, cerca de Copenhague, Ambu cuenta con unos 4.600 empleados en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico.

AMBU SE PRONUNCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Como empresa fundada y con sede en Dinamarca, Ambu se inspira en el ejemplo medioambiental positivo de otras empresas danesas. Además, como proveedor mundial de dispositivos médicos de un solo uso y el mayor y más innovador proveedor de endoscopios de un solo uso, sentimos la responsabilidad de forjar el camino con prácticas y objetivos sostenibles.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE AMBU

- Productos 100% libres de ftalatos para 2020 - conseguido
- 95% libre de PVC para los productos que salgan al mercado después de 2025 - en proceso
- Todos los envases deben ser reutilizables y biodegradables en 2025 - en proceso.

Para más información, visita www.ambu.es/endoscopia/urologia/cistoscopios/producto/ambu-ascope-4-cysto

Firma Ambu S.L.
C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja,
derecha
Madrid, 28037, Spain
www.ambu.es

PUB-PUB-000936 V02 - 2022/02 - Ambu A/S. Technical data may be modified without further notice.

UN SOLO USO, NUEVAS POSIBILIDADES



Ambu® aScope™ 4 Cysto

Ambu

aScope™ 4 Cysto OFRECE UNA CALIDAD CONSTANTE

¿Has notado el progresivo deterioro de la imagen y de la calidad de flexión de tus cistoscopios flexibles reutilizables?

aScope 4 Cysto ofrece una imagen clara y nítida, una maniobrabilidad suave y una calidad constante. No hay deterioro que afecte a la calidad de la imagen o de la flexión, y no tienes que preocuparte por dañar tu costoso cistoscopio. Con aScope 4 Cysto, tienes un cistoscopio nuevo para cada procedimiento.

Los elevados ángulos de flexión de 210°/120° y la variada rigidez del cordón de inserción te ayudan a maniobrar y navegar sin problemas por la uretra y la vejiga.

Puedes avanzar y retroflexionar completamente el cistoscopio para inspeccionar el cuello de la vejiga, con o sin pinzas de biopsia.



UN PROCEDIMIENTO SENCILLO

El monitor aView 2 Advance es sencillo de colocar en una posición cómoda cerca del paciente.

Es fácil tomar imágenes y vídeos y almacenarlos para examinar los resultados con el paciente después del procedimiento o para consultarlos con los colegas.

aScope™ 4 Cysto SIEMPRE DISPONIBLE Y PORTÁTIL

¿Alguna vez has tenido que retrasar un procedimiento porque no tenías un cistoscopio flexible disponible cuando lo necesitabas?

Facilita tu jornada laboral

aScope 4 Cysto está siempre listo cuando tú lo estás y es fácil de llevar. El acceso a un cistoscopio disponible ya no es un obstáculo para aumentar el volumen de procedimientos y la productividad. Los retrasos que hacen que tus pacientes se sientan decepcionados o ansiosos se convierten en una cosa del pasado.


Desde el ambulatorio hasta los procedimientos de consulta en el hospital, puedes llevar el cistoscopio ligero de un solo uso y el monitor portátil a la sala de urgencias o a la unidad de cuidados intensivos bajo el brazo.

No tienes que localizar y mover una pesada torre de un lado a otro. Y cuando hayas terminado, sólo tienes que deshacerte de ella; no hay más problemas. ¿El resultado? Es más fácil planificar y gestionar tu día y hacer frente a los procedimientos programados y a las consultas internas no programadas.

UNA SOLUCIÓN DE CISTOSCOPIA FLEXIBLE Y LIGERA

El endoscopio flexible de un solo uso aScope 4 Cysto está siempre disponible cuando lo necesitas.

Pesa sólo 158 gramos, y el monitor compatible aView 2 Advance HD pesa sólo 2,7 kilos.



aScope 4 Cysto cistoscopio flexible de un solo uso

Código del artículo	Producto	Cantidad
600 001 000 (Reverse Deflection)*	aScope™ 4 Cysto	5 pcs
aView 2 Advance monitor		
405 011 000**	aView 2 Advance monitor	1 pcs
Accesorios		
K12-11412****	Llave de paso. 4 vías. 50 psi (3,5 bar). Tuerca de rotación. Orificio grande	50 pcs
K12-11413****	Válvula de hemostasia. AccessPLUS™. Orificio grande	25 pcs

* Deflexión inversa, comúnmente utilizada en la UE: Si se mueve la palanca de control hacia abajo, la punta se flexionará hacia arriba (anteriormente). Al moverla hacia arriba, la punta se flexionará hacia abajo (posterior).

** El número de artículo difiere según la región. Por favor, consulte el material local y/o ponte en contacto con Ambu para obtener el número de artículo completo para realizar los pedidos.

**** No está disponible en todos los países.

aScope™ 4 Cysto ELIMINA EL REPROCESAMIENTO Y LAS COSTOSAS REPARACIONES


¿Has considerado cómo tu clínica podría beneficiarse de un flujo de trabajo optimizado?

aScope 4 Cysto te ayuda a reducir costes, como los de los suministros de limpieza, el mantenimiento y las reparaciones (y los contratos de servicio a largo plazo asociados). De hecho, es posible que permita ahorrar dinero a tu hospital en su conjunto, ya que mejora el flujo de trabajo y reduce el tiempo y los costes necesarios para limpiar los cistoscopios reutilizables.

Además, al ser 100% estéril, aScope 4 Cysto elimina el riesgo de contaminación cruzada.

Puedes asegurar a tus pacientes que realizarás el procedimiento con un cistoscopio estéril de un solo uso abierto directamente del paquete sólo para ellos.

Para más información, visita ambu.es/endoscopia/urologia/cistoscopios/producto/ambu-ascopie-4-cysto



REASIGNAR TIEMPO Y RECURSOS

Si procesas tus cistoscopios localmente, puedes reutilizar las instalaciones de reprocesamiento para obtener una capacidad de rendimiento adicional.

También puedes liberar a las enfermeras o al personal de las molestias y la exposición a productos químicos cuando limpian el cistoscopio después del procedimiento. Y podrás reasignar su tiempo a tareas importantes como la asistencia en más procedimientos.

