

HOJA TÉCNICA

Ambu AuraOnce es una mascarilla laríngea desechable para uso diario. AuraOnce está preformada para seguir la anatomía humana de la vía aérea. Moldeada directamente en el tubo, su forma única permite una correcta inserción, fácil y rápida.

Su curvatura también asegura que la cabeza del paciente se mantenga en una posición supina natural cuando se está usando la mascarilla, sin exceso de presión en la mandíbula superior. Además, está especialmente diseñada para proporcionar al tubo de la vía aérea, la flexibilidad necesaria para adaptarse a las variaciones anatómicas y a una amplia gama de posiciones de la cabeza.

AuraOnce tiene un tubo de la vía aérea en forma de D, que proporciona un agarre firme y ergonómico durante la inserción. El posicionamiento es rápido y preciso, con una baja presión interna. Disponible en 8 tamaños, aplicables a una amplia gama de pacientes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La punta reforzada evita los pliegues durante la inserción para una colocación correcta
- Manguito y tubo de vía aérea conformado como una sola unidad con curva anatómicamente correcta integrada
- El tubo de la vía aérea es flexible en el manguito y rígido en el conector para una inserción y retirada fácil y no invasiva
- El manguito extra-suave de 0,4 mm garantiza el mejor sellado con la menor presión interior
- Lados suaves sin protuberancias ni salientes que puedan dañar los tejidos
- El balón piloto ultra fino con válvula de control universal proporciona una indicación táctil precisa del grado de inflado
- Conector universal de 15 mm (ISO)
- Compatible con Resonancia Magnética (RM)
- Sin látex/Sin Ftalatos

ESPECIFICACIONES

	Neonato		Pediátrico		Adulto			
Tamaño	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Color de Talla	●	●	●	●	●	●	●	●
Peso del paciente	< 5 kg	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg
Volúmen máx. de inflado del manguito	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Presión máx. dentro del manguito	60 cm H ₂ O							
Conector	15 mm macho (ISO 5356-1)							
D.I. mín. tubo	5,2 mm	7,3 mm	8,6 mm	8,5 mm	8,5 mm	9,6 mm	10,6 mm	11,3 mm
D.E. máx tubo	10,5 mm	13 mm	15 mm	17,5 mm	17,5 mm	20 mm	22,5 mm	25 mm
Curvatura	90°							
Válvula de inflado	Cono Luer ISO 594-1							
Peso	9,8 g	13,5 g	19,4 g	28,1 g	30,8 g	44,2 g	62,3 g	76,6 g
Máx. presión dentro del manguito	5,5 ml	8 ml	11 ml	15 ml	16 ml	21 ml	30 ml	38 ml
Presión de goteo	< 1,2 cm H ₂ O at 15 l/min	< 0,8 cm H ₂ O at 15 l/min	< 1,0 cm H ₂ O at 30 l/min	< 1,0 cm H ₂ O at 30 l/min	< 2,0 cm H ₂ O at 60 l/min	< 1,2 cm H ₂ O at 60 l/min	< 0,8 cm H ₂ O at 60 l/min	< 0,5 cm H ₂ O at 60 l/min
Espacio mín. interdental	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm	25 mm	29 mm	31 mm	32 mm
Recorrido interno	10,3 cm	12,0 cm	13,8 cm	15,9 cm	15,9 cm	17,8 cm	20,0 cm	22,0 cm

MATERIALES

Producto	Ftalatos	Material
Tubo vía aérea	No	PVC
Manguito	No	PCTC
Conector aéreo	No	PVC
Balón piloto	No	PVC
Válvula inflado	No	Polipropileno (PP)
Tubo Balón Piloto	No	PVC
Tubo Gástrico	No	PVC

Embalaje	Cantidad	Material
Bolsa	1	Tyvek®/PET/PE
Caja	10	Cartón

La mascarilla laríngea Ambu AuraOnce está fabricada sin látex.

Caducidad
36 meses

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Tamaño	Tipo
321 100 000	1	Máscara laríngea desechable
321 150 000	1 ½	Máscara laríngea desechable
321 200 000	2	Máscara laríngea desechable
321 250 000	2 ½	Máscara laríngea desechable
321 300 000	3	Máscara laríngea desechable
321 400 000	4	Máscara laríngea desechable
321 500 000	5	Máscara laríngea desechable
321 600 000	6	Máscara laríngea desechable



Familia completa AuraOnce - 8 tallas desde la 1 a la 6.



Manguito de AuraOnce con la Punta reforzada para evitar pliegues.



AuraOnce en su bolsa (IDU / código de color).

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

CE 0086 US: Rx only