

HOJA TÉCNICA

El electrodo por sus medidas está especialmente diseñado para uso pediátrico. Tiene un gel sólido de alta conductividad, un corchete central y adhesividad superior para asegurar una óptima calidad de señal de ECG para monitorización. El electrodo tiene un respaldo de espuma que es cómodo y fácil de utilizar, además de ofrecer un suave contacto sobre la piel del paciente.

Características Principales

- Gel sólido de alta conductividad
- Adhesividad superior
- Respaldo de foam
- Sensor de Ag/AgCl de alta calidad
- Tipo corchete

Ambu® WhiteSensor WSP30-00-S/50

Electrodo desechable
para monitorización



Gel sólido



Respaldo
de espuma

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (ancho × longitud en mm)	35 × 30
Área adhesiva (en mm ²)	511
Altura sin el conector/cable (en mm)	1

Sensor

Material del sensor	Plata/cloruro de plata
Sistema de gel	Gel sólido
Área del sensor (en mm ²)	44
Área del gel (en mm ²)	201

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA	≤ 150 Ω
Potencial desviación de CC	≤ 1,0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación	≤ 15 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización	≤ 0,3 mV/s
Impedancia después de SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	≤ 90 μV
Tolerancia de corriente de polarización (más de 8 horas)	≤ 15 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Bolsa exterior	Espuma de polietileno (mejorada)
Adhesivo exterior	Poliacrilato
Conector	Corchete de acero inoxidable
Blíster	PET

Embalaje

Bolsa	Poliéster/aluminio Polietileno
Caja interior y exterior	Caja corrugada

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Radiografía y Resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

Caducidad

En bolsa abierta	1 mes
En bolsa cerrada	24 meses*

* A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	50
Cantidad/caja	600/7200
Venta mínima	600/7200

Opciones

Conectores	S
------------	---

Atención

Un único uso

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
WSP30-00-S/50	5	50	600	7200

WSP30-00-S ■ Producto

■ Longitud del cable

■ Conector

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

