

AmbuMan® Compression

HOJA TÉCNICA

El maniquí permite un entrenamiento óptimo de la compresión externa del tórax, cuyo objetivo es la educación de los algoritmos SVB modernos.

Adicionalmente, el maniquí puede ser utilizado para un entrenamiento realista de la colocación de los parches para DEA con la intención de acostumbrarse a la gestión de los DEA.

El AmbuMan Compression en un conjunto de cinco unidades es óptimo para el entrenamiento grupal. Opcionalmente, el maniquí puede ser equipado con una cabeza para dar una apariencia más realista.

Compresiones torácicas realistas

Sólo con la compresión RCP es importante entrenar el procedimiento correcto para realizar las compresiones torácicas. El maniquí incluye un indicador de seguimiento que muestra la profundidad correcta de la compresión torácica.

Compacto y portátil

El AmbuMan Compression es un maniquí de entrenamiento compacto y portátil. Los maniqués están empaquetados en bolsas de cinco unidades para facilitar su transporte.

Fácil entrenamiento DEA

Como consecuencia de la forma cerrada del torso, se pueden colocar los parches de desfibrilación y el entrenamiento DEA puede ser realizado de forma realista.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Maniquí de entrenamiento compacto y portátil
- Entrenamiento realista de las compresiones torácicas
- Visualización correcta de la profundidad de compresión
- Torso cerrado anatómicamente corregido
- Fácil colocación de los parches DEA
- Conjunto de cinco piezas para facilitar el entrenamiento grupal

Ambu

ESPECIFICACIONES

Peso del torso	2.0 kg
Peso de los cinco torsos, incluyendo la bolsa de transporte	10.5 kg
Largo del torso	45 cm
Profundidad máx. de compresión	7.5 cm

MATERIALES

Unidad base	ABS (acrilnitrilo-butadieno-esterol)
Piel del pecho	SEBS (estireno-etileno-butileno-esterol)

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO


Ref.	Descripción
A268 004 000	AmbuMan Compression conjunto de cinco piezas



Torso cerrado



Colocación de los parches para DEA



Indicador de profundidad de compresión



Bolsa de transporte para AmbuMan Compression conjunto de 5 piezas

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com