

## HOJA TÉCNICA

Ambu AuraFlex es una Mascarilla Laríngea desechable, especialmente diseñada para intervenciones en otorrinolaringología, oftalmología, odontología y otras cirugías.

AuraFlex tiene un largo tubo aéreo reforzado y flexible que permite una colocación lejos del campo quirúrgico sin la pérdida del sellado. El tubo aéreo no se dobla sobre sí mismo lo que elimina el riesgo de obstrucción del tubo de la vía aérea.

Además, consta de un tubo de inflado integrado que hace más fácil el trabajo del cirujano y reduce el riesgo de que se rompa durante la intervención. AuraFlex está disponible en una gama completa desde la talla 2 hasta la talla 6.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta flexibilidad del tubo aéreo reforzado lo que permite moverlo en el campo quirúrgico sin la pérdida del sellado
- Tiene integrado un balón piloto que facilita el trabajo del cirujano y que reduce el riesgo de perderlo durante la la cirugía
- El tubo aéreo reforzado elimina el riesgo de doblarse sobre sí mismo
- Amplia gama desde la talla 2 hasta la talla 6
- Sensación fina y suave del manguito debido a una superficie ligeramente rugosa que facilita la inserción y retirada del producto
- La punta reforzada evita que se doble por lo que ayuda a una inserción fácil, rápida, y con una colocación exacta
- Señales de Profundidad para el control visual de una colocación correcta
- Embalaje estéril y preparado para su uso
- El embalaje está codificado por un color y con las instrucciones de uso
- Sin Látex/Sin Ftalatos

## ESPECIFICACIONES

	Pediátrico			Adulto		
	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Tamaño	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Color de Talla						
Peso del paciente	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg
Volúmen máx. de inflado del manguito	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Presión máx. dentro del manguito	60 cm H <sub>2</sub> O					
Conector	15 mm macho (ISO)					
D.I. mín. tubo	6 mm	6 mm	7,5 mm	7,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
D.E. máx tubo	9,7 mm	9,7 mm	11,5 mm	11,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Válvula de inflado	Luer cone (ISO 594-1)					
Peso	19,5 g	23,1 g	31,0 g	35,2 g	46,3 g	53,4 g
Máx. presión dentro del manguito	8,5 ml	8,5 ml	14 ml	14 ml	19 ml	19,5 ml
Presión de goteo	< 0,2 cm H <sub>2</sub> O at 30 l/min	< 0,2 cm H <sub>2</sub> O at 30 l/min	< 0,3 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	< 0,3 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	< 0,2 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	< 0,2 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min
Espacio mín.interdental	19 mm	22 mm	23 mm	27 mm	30 mm	33 mm
Recorrido interno	22 cm	22 cm	24,5 mm	24,5 mm	26,5 mm	27 cm

### Uso especializado

Tamaño máx. FOB	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## MATERIALES

Producto	Ftalatos	Material
Tubo vía aérea	No	PVC/Acero inoxidable
Manguito	No	PVC
Tubo Balón Piloto	No	PVC
Válvula inflado	No	PVC/Silicona

Embalaje	Cantidad	Material
Bolsa	1	Tyvek®/PET/PE
Caja	10	Cartón

La mascarilla laríngea Ambu AuraFlex está fabricada sin látex.

### Caducidad

36 meses

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Tamaño	Tipo
327 200 000	2	Máscara Laríngea Flexible Desechable
327 250 000	2 ½	Máscara Laríngea Flexible Desechable
327 300 000	3	Máscara Laríngea Flexible Desechable
327 400 000	4	Máscara Laríngea Flexible Desechable
327 500 000	5	Máscara Laríngea Flexible Desechable
327 600 000	6	Máscara Laríngea Flexible Desechable



AuraFlex family - 6 tamaños: del 2 hasta el 6.



Manguito AuraFlex.



AuraFlex con protector.



AuraFlex viene con un código de colores en su embalaje con instrucciones de uso impresas directamente en la bolsa.

# Ambu

### Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
Bloque B, Planta Baja, derecha  
Madrid, 28037, Spain  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com



0086

US: Rx only