

## HOJA TÉCNICA

---

Nuestras Mascarillas Desechables Manguito Abierto están diseñadas para utilizarse tanto con resucitadores y ventiladores manuales, como automáticos.

El diseño transparente del capuchón permite un control visual de hemorragias, vómitos y ventilación espontánea.

Sus bordes redondeados garantizan un agarre suave y una gran comodidad para el usuario. Las mascarillas están libres de ftalatos, PVC y no contienen látex.

# Ambu®

## Mascarilla Desechable Manguito Abierto



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

---

- Mascarilla transparente para poder observar fácilmente el estado del paciente
- Disponible en 7 tamaños diferentes con códigos de color para una fácil identificación
- Manguito blando y abierto tanto en niños como en adultos
- Mascarilla libre de látex, ftalatos y PVC

# Ambu

## TAMAÑOS

Modelo	Peso	C	D
Neonato	7.1 g	54	81
Bebé	8.9 g	61	91
Pediátrico	15.1 g	70	103
Adulto pequeño	18.5 g	84	111
Adulto normal	21.6 g	87	125
Adulto grande	25 g	94	135
Adulto extra grande	27.8 g	98	141

Los tamaños #3 hasta #6 son compatibles con conector de paciente ID de 22 mm.  
Los tamaños #1 hasta #2 son compatibles con conector de paciente OD de 15 mm.

## MATERIALES


Producto	Material
Manguito	TPE
Capuchón	Polipropileno

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción	Cantidad por caja
● 306 1000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Neonato, 15F	20
● 306 2000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Bebé, 15F	20
○ 306 3000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Pediátrico con arnés, 22F	50
● 306 4000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Adulto pequeño con arnés, 22F	50
● 306 5000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Adulto normal con arnés, 22F	50
● 306 6000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Adulto grande con arnés, 22F	50
● 306 7000 00	Ambu® Masc. Desechable Manguito Abierto Adulto extra grande con arnés, 22F	20



Ambu® Mascarilla Desechable Manguito Abierto.



Ambu® Mascarilla Desechable Manguito Abierto.

# Ambu

### Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
Bloque B, Planta Baja, derecha  
Madrid, 28037, Spain  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com

### ■ Ningbo Shengyurul Medical Appliances Co., Ltd.

No.138 Binhaisi Rd.,  
Hangzhou Bay New Zone  
315336 Ningbo City,  
Zhejiang Province, China

