

Diámetros Mascarillas Faciales Ambu®

Dibujo Diámetro Interno / Externo Mascarilla Facial						
	Ref.	Descripción	a	b	e	f
	000313000	Neonato tamaño 0A			37.7	73.1
	000314000	Pediátrico pequeño tamaño 0 con agujero			38.7	73.1
	000315000	Pediátrico pequeño tamaño 0			49	78.2
	000316000	Pediátrico tamaño 2	38.4	64.6		
	000312000	Adulto / adulto pequeño tamaño 3/4	44	73.6		
	000317000	Adulto tamaño 5	49.9	87.1		
	000319000	Adulto tamaño 6	55.2	94.4		
	000014000	Pediátrico tamaño 0 con agujero			45.5	71
	000015000	Pediátrico tamaño 0			45.5	71
	000016000	Pediátrico tamaño 2	40.1	64.2		
	000012000	Adulto / Pediátrico tamaño 3/4	40.9	72		
	000017000	Adulto tamaño 5	44.7	84.2		
	305009000	2-3 Pequeño (Toddler), con válvula	39.4	62.3		
	305011000	4 Adulto / adulto pequeño (Small adult / child), con válvula	49.8	75.4		
	305013000	5 Medio (Medium adult), con válvula	56	88.2		
	305015000	6 Grande (Large adult), con válvula	67.6	99.1		
	305008000	2-3 Pequeño (Toddler)	39.4	62.3		
	305010000	4 Adulto / adulto pequeño (Small Adult / child)	49.8	75.4		
	305012000	5 Medio (Medium adult)	56	88.2		
	305014000	6 Grande (Large adult)	67.6	99.1		
	000252051	Tamaño Neonato (Neonate)	29.5	36.4		
	000252052	Tamaño Pediátrico (Infant)	40.3	49.7		
	000252053	Tamaño Pequeño (Toddler)	45.4	52.5		
	000252054	Adulto tamaño pequeño / Pediátrico (Small)	50	60.9		
	000252055	Adulto tamaño Medio (Medium)	61.4	78.3		
	000252056	Adulto tamaño Grande (Adult)	42.4	90.4		
	000252951	Tamaño Neonato (Neonate)	30.5	36.4		
	000252952	Tamaño Pediátrico (Infant), con válvula	40	51.2		
	000252953	Tamaño Pequeño (Toddler), con válvula	46.2	54.4		
	000252954	Adulto tamaño pequeño / Pediátrico (Small), con válvula	49.9	61.8		
	000252955	Adulto tamaño Medio (Medium), con válvula	61.5	79.4		
	000252956	Adulto tamaño Grande (Adult), con válvula	61.6	90.6		
Ambu® Rescue Mask	0002522XX	Rescue Mask	50.2	82.4		
	000251001	Neonato tamaño 0			33.1	50.8
	000251002	Pediátrico pequeño tamaño 1			40.8	64
	000251003	Pediátrico tamaño 2			51.6	77.1
	000251004	Pediátrico tamaño 3	54.2	74.7		
	000251005	Adulto / adulto pequeño tamaño 4	60.4	84.4		
	000251006	Adulto tamaño 5	66.3	95.1		

