

HOJA TÉCNICA

El electrodo T está especialmente diseñado para pruebas de diagnóstico (prueba de esfuerzo). Su forma ovalada permite su fácil colocación en áreas reducidas.

Tiene un gel líquido de alta conductividad, el conector descentrado, un adhesivo especial y una amplia área de medición, que aseguran una óptima calidad de señal en ECG, además de contar con un respaldo de foam oclusivo.

Características Principales

- Gel líquido de alta conductividad
- Adhesividad superior
- Forma ovalada para colocación en torsos pequeños
- Respaldo de foam
- Conector descentrado que reduce artefactos
- Sensor de Ag/AgCl de alta calidad

Ambu® BlueSensor T

Electrodo desechable
para ECG



Gel líquido



Respaldo de
espuma

BlueSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (en mm)	57 x 35
Área de contacto (en mm)	48 x 35
Área adhesiva (en mm ²)	1163
Perfil, excluyendo el conector (en mm)	2

Sensor

Composición	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Gel	Gel líquido
Área del sensor (en mm ²)	20,5
Área del gel/Área de medición (en mm ²)	254

Especificaciones eléctricas (ANSI/AAMI)

Impedancia CA - típica	500 Ω
Voltaje offset CD - típico	0,2 mV
Recuperación a carga de desfibrilación - típico	10,3 mV
Variación del potencial de polarización	0,2 mV/s
Inestabilidad de offset y ruido interno	< 15 μV
Tolerancia a corriente interna (más de 8 horas)	< 5 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
España	Espuma de Poliuretano (PUR)
Anillo externo	Espuma Cloruro Polivinilo (PVC)
Adhesivo exterior	Acrilato
Anillo interno (si hay)	-
Adhesivo interior (si hay)	-
Parte superior	Espuma Cloruro Polivinilo (PVC)
Conexión	Polipropileno (PP)
Conector	Latón niquelado
Núcleo del cable	-
Aislamiento del cable	-
Conector del cable	-
Blister	Poliéster/Polietileno (PE/PET)

Medioambiente

PVC en el electrodo	Sí
Látex	No
PVC en el cable conductor	-
Látex en el cable conductor	-
PVC en el embalaje	No
Ftalatos	No

Rayos X y Resonancia Magnética (RM)

Radiotransparente	No
Para uso de RM	No

Caducidad

Bolsas abiertas	1 mes
Bolsas cerradas*	24 meses

*a partir de la fecha de fabricación.

Embalaje

Bolsas, parte interna	Polietileno (PE)
Bolsas, parte central	Aluminio (AL)
Bolsas, parte externa	Poliéster (PET)
Cajas	Cartón

Embalaje estándar

Unidades por lámina	1
Unidades por bolsa	10, 25
Unidades por caja	500/1000
Venta mínima	1000

Opciones

Conectores	A, S
Cable integrado	-
Conectores con cable integrado	-

Atención

Desechable

CONECTORES



S = Corchete.



A = Banana hembra 4 mm.

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO*

Cantidad/bolsa	10	25
	Cantidad por caja interior/exterior	
T-00-S	500/1000	500/1000
T-00-A		500/1000

T-00-S ■ Modelo ■ Largo del cable (cm) ■ Conector

*algunas configuraciones pueden no estar disponibles en todo el mundo.

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

