

HOJA TÉCNICA

Ambu WhiteSensor 4200 presenta un gel sólido de alta conductividad que garantiza una buena calidad de la señal durante las pruebas de ECG de monitorización.

Gracias al material de espuma flexible en el respaldo, el electrodo es fácil y cómodo de usar durante la aplicación.

Características Principales


- Gel sólido alta conductividad
- Respaldo de espuma flexible
- Biocompatible

Ambu® WhiteSensor 4200

Electrodo desechable para ECG



Gel sólido



Respaldo
de espuma

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (ancho × longitud en mm)	28 x 44
Tamaño de contacto con la piel (ancho × longitud en mm)	28 x 44
Área adhesiva (en mm ²)	919
Altura sin el conector/cable (en mm)	1

Sensor

Material del sensor	Plata/cloruro de plata
Sistema de gel	Sólido
Área del sensor (en mm ²)	46
Área de gel/área de medición (en mm ²)	201

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA - típica	150 Ω
Tensión de desviación de CC - típica	1,0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	12 mV
Tasa de cambio de potencial de polarización - típica	0,3 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	30 μV
Tolerancia de corriente de polarización (más de 8 horas)	5 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Bolsa exterior	Espuma de polietileno (PE)
Material respaldo	Poliacrilato
Etiqueta	Polietileno
Conector (corchete)	Acero inoxidable
Blíster	Película de poliéster siliconado

Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Poliéster (PET)/aluminio/polilámina
Caja interior y exterior	Caja corrugada

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Radiografía y resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

Caducidad

En bolsa abierta	1 mes
En bolsa cerrada	30 meses*

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	100
Cantidad/caja	1200
Venta mínima	9600

Atención

Un único uso

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Número de referencia	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
4200	5	100	1200	9600

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

