

## HOJA TÉCNICA

---

Ambu® WhiteSensor 4500M-H dispone de gel líquido con una buena adhesión para garantizar una buena calidad de la señal durante pruebas de ECG de monitorización. Gracias al respaldo de espuma flexible, el electrodo garantiza facilidad y comodidad de uso durante la prueba.

### Características Principales


- Gel líquido alta conductividad
- Buena adhesión
- Respaldo de espuma cómodo

# Ambu® WhiteSensor 4500M-H

Electrodo para  
ECG desechable



Gel líquido



Respaldo  
de espuma

*WhiteSensor*

**Ambu**

## ESPECIFICACIONES

### Dimensiones

Tamaño electrodo (longitud × anchura en mm)	50 × 48
Área adhesiva (en mm <sup>2</sup> )	1585
Altura sin el conector (en mm)	1

### Sensor

Material del sensor	Plata, cloruro de plata (Ag/AgCl)
Sistema de gel	Gel líquido
Área del gel (en mm <sup>2</sup> )	201
Área del sensor (en mm <sup>2</sup> )	79

### Datos eléctricos (ANSI / AAMI)

Impedancia de CA - típica	65 Ω
Potencial de desviación de CC - típica	1 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	12 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización - típica	0,3 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	9 μV
Tolerancia de corriente de polarización	5 mV

## MATERIALES

### Electrodo

Bio-compatible	Sí
España	Poliuretano de poliéster reticulado
Material de la parte posterior	Espuma de polietileno (PE)
Adhesivo del material de la parte posterior	Poliacrilato
Etiqueta de soporte	Polietileno
Conector	Acero inoxidable
Sustrato superior	-
Protector antiadherente	Poliéster (PET)

### Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Poliéster (PET)/aluminio/polilámina
Caja interior	Caja ondulada
Caja de envío	Caja ondulada

### Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

### Rayos X y resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

### Vida útil

Bolsa abierta	30 días
Bolsa sellada*	24 meses

### Accesorios

Almohadillas	Ref.: 2121M
--------------	-------------

\*desde fecha de fabricación

### Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	60
Cantidad/caja	300
Venta mínima	3000

### Atención

Desechable

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
4500M-H	3	60	300	3000

# Ambu

### Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
Bloque B, Planta Baja, derecha  
Madrid, 28037, Spain  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com



EE. UU.: solo con receta.