

HOJA TÉCNICA


Ambu® WhiteSensor 4560M dispone de un gel líquido con una fuerte adhesión que garantiza una buena calidad de la señal durante pruebas de ECG de corta monitorización y pruebas de esfuerzo. Gracias al respaldo de espuma flexible y a su forma ergonómica, el electrodo garantiza facilidad y comodidad de uso durante la prueba.

Características Principales


- Gel líquido alta conductividad
- Adhesión fuerte
- Respaldo de espuma cómodo
- Forma ergonómica

Ambu® WhiteSensor 4560M

Electrodo para
ECG desechable



Gel líquido



Respaldo
de espuma

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (largo × ancho en mm)	38 × 60
Área adhesiva (en mm ²)	1134
Altura sin el conector (en mm)	1

Sensor

Material del sensor	Plata, cloruro de plata (Ag/AgCl)
Sistema de gel	Gel líquido
Área del gel (en mm ²)	201
Área del sensor (en mm ²)	79

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA - típica	65 Ω
Potencial de desviación de CC - típica	1 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	12 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización - típica	0,3 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	9 μV
Tolerancia de corriente de polarización	5 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
España	Poliuretano de poliéster reticulado
Material de la parte posterior	Espuma de polietileno (PE)
Adhesivo del material de la parte posterior	Poliacrilato
Etiqueta de soporte	Polietileno
Conector	Acero inoxidable
Sustrato superior	-
Protector antiadherente	Poliéster (PET)

Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Poliéster (PET)/aluminio/polilámina
Caja interior	Caja ondulada
Caja de envío	Caja ondulada

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Radiografía y Resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

Vida útil

Bolsa abierta	30 días
Bolsa sellada*	24 meses

Accesorios

Preparativos para la piel	Ref.: 2121M
---------------------------	-------------

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	60
Cantidad/caja	300
Venta mínima	3000

Atención

Desechable

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
4560M	3	60	300	3000

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com



EE. UU.: solo con receta.