

HOJA TÉCNICA

Electrodo de foam para corta monitorización para adultos y niños con gel sólido. El electrodo está realizado con forma de hoja y se presenta en un tamaño cómodo de 3 unidades en un blíster. Gracias al respaldo de espuma flexible y su forma ergonómica, el electrodo garantiza facilidad y comodidad de uso durante la prueba.

Características Principales


- Gel sólido
- Respaldo de espuma cómodo
- Forma de hoja ergonómica
- Presentación cómoda con 3 unidades por blíster
- Tamaño pequeño (puede utilizarse en niños y adultos)

Ambu® WhiteSensor 4831Q

Electrodo para
ECG desechable



Gel sólido



Respaldo
de espuma

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (largo x ancho en mm)	37,5 x 37,5
Tamaño de contacto con la piel (mm ²)	1306
Área adhesiva (en mm ²)	992
Altura sin el conector (en mm)	1,0

Sensor

Material del sensor	Plata, cloruro de plata (Ag/AgCl)
Sistema de gel	Gel sólido
Área del gel (en mm ²)	201
Área del sensor (en mm ²)	79

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA - típica	140 Ω
Potencial de desviación de CC - típica	1,0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	11 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización - típica	0,2 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	28 μV
Tolerancia de corriente de polarización	5 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata, cloruro de plata (Ag/AgCl)
Material de la parte posterior	Foam de polietileno (PE)
Adhesivo del material de la parte posterior	Poliacrilato
Conector	Acero inoxidable
Etiqueta superior	Polietileno
Protector	PET, impreso

Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Poliéster (PET)/aluminio (Al)/Polímero
Caja interior	Cartón ondulado impreso
Caja de envío	Cartón ondulado impreso

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Radiografía y Resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

Vida útil

Bolsa abierta	1 mes
Bolsa sellada*	24 meses

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	60
Cantidad/caja	600
Venta mínima	7200

Atención

Desechable

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
4831Q	3	60	600	7200

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com



EE. UU.: solo con receta.