

## HOJA TÉCNICA

---

Electrodo de corchete con gel sólido de alta conductividad y fuerte adhesión para garantizar buena calidad de señal durante pruebas de ECG de monitorización.

Gracias al respaldo de espuma flexible, el electrodo garantiza facilidad y comodidad de uso durante la prueba.

### Características Principales


- Gel sólido alta conductividad
- Fuerte adherencia
- Respaldo de espuma

# Ambu® WhiteSensor WS

Electrodo desechable  
para ECG



Gel sólido



Respaldo  
de espuma

*WhiteSensor*

**Ambu**

## ESPECIFICACIONES

### Dimensiones

Tamaño del electrodo (en mm)	36 x 40
Área de contacto (en mm)	36 x 40
Área adhesiva (en mm <sup>2</sup> )	857
Perfil, excluyendo el conector (en mm)	1

### Sensor

Composición	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Gel	Gel sólido
Área del sensor (en mm <sup>2</sup> )	79
Área del gel/Área de medición (en mm <sup>2</sup> )	201

### Especificaciones eléctricas (ANSI/AAMI)

Impedancia CA - típica	150 Ω
Voltaje offset CD - típico	1,0 mV
Recuperación a carga de desfibrilación - típico	12 mV
Variación del potencial de polarización	0,3 mV/s
Inestabilidad de offset y ruido interno	9 μV
Tolerancia de corriente de polarización	5 mV

## MATERIALES

### Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
España	-
Material de respaldo	Espuma de Polietileno
Adhesivo del material del respaldo	Acrilato
Etiqueta de soporte	-
Conector (corchete)	Acero inoxidable
Sustrato superior	-
Blister	Poliéster (PET)

### Embalaje

Bolsas, parte interna	Polilámina
Bolsas, parte central	Aluminio (AL)
Bolsas, parte externa	Poliéster (PET)
Cajas	Cartón

### Medioambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No
Ftalatos	No

### Rayos X y Resonancia Magnética (RM)

Radiotransparente	No
Para uso de RM	No

### Caducidad

Bolsas abiertas	1 mes
Bolsas cerradas*	30 meses

\*A partir de la fecha de fabricación

### Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	50
Cantidad/caja	600/7200
Venta mínima	600/7200

### Opciones

Conectores	S
------------	---

### Atención

Desechable

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Uds/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
WS-00-S/50	1	50	600	7200
WS-00-S/L5/50	5	50	600	7200

WS-00-S ■ Producto ■ Largo del cable (cm) ■ Conector

# Ambu

### Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
Bloque B, Planta Baja, derecha  
Madrid, 28037, Spain  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com

