

# Ambu® Perfit® Collarines de Inmovilización

## HOJA TÉCNICA

Los collarines Ambu Perfit se han diseñado para ayudar a conseguir el mantenimiento de una alineación neutra, impedir la inclinación lateral y la flexión anterior-posterior y la extensión de la columna cervical durante el transporte y el cuidado o el movimiento rutinario del paciente. Todos los collarines Ambu son totalmente desechables, por lo que no hay que preocuparse de devolverlo al lugar de mantenimiento y limpieza, evitando también la contaminación cruzada.



Radiotransparente



Compatible con Resonancia Magnética



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Desechables
- Los collarines Ambu tienen todos una pieza basculante en la barbilla. Esto permite que puedan guardarse totalmente planos y que se ajusten a la forma de la barbilla. Además, facilitan la intubación y la retirada del vómito de la boca del paciente
- El collarín de inmovilización de una sola pieza simplifica la aplicación y al mismo tiempo evita que puedan perderse las piezas
- Soportes de cánula nasal situados en la estructura del collarín para fijar los tubos de oxígeno (excepto para bebés)
- Todos los collarines son translúcidos, presentan una cubierta posterior ventilada para el drenaje de líquido y un gran orificio para su fácil acceso
- No contienen ni látex ni ftalatos
- Son compatibles con Resonancia Magnética
- Son radiotransparentes

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

Medidas		Peso
Perfit 1	445 x 174 x 14 mm	100 g
Perfit 2	445 x 183 x 14 mm	100 g
Perfit 3	554 x 200 x 14 mm	180 g
Perfit 4	554 x 200 x 14 mm	180 g
Perfit 5	554 x 214 x 14 m	200 g
Perfit 6	554 x 233 x 14 mm	200 g

### Medioambiente

Látex	No
Ftalatos	No

### Rayo X y Resonancia Magnética (RM)

Radiotransparente	Sí
Para uso de RM	Sí

## MATERIALES

### Descripción

Material de la estructura	Polietileno
Tamaños	1 (neonato), 2 (pediátrico), 3 (sin cuello), 4 (bajo), 5 (regular) and 6 (alto)
Color	Blanco/gris claro

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
264 201 000	Ambu Perfit 1 neonatos (20 piezas) - Morado
264 202 000	Ambu Perfit 2 pediátricos (20 piezas) - Verde
264 203 000	Ambu Perfit 3 sin cuello (20 piezas) - Rojo
264 204 000	Ambu Perfit 4 bajo (20 piezas) - Amarillo
264 205 000	Ambu Perfit 5 regular (20 piezas) - Azul claro
264 206 000	Ambu Perfit 6 alto (20 piezas) - Rosa

# Ambu

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com

