

AmbuMan® Wireless AmbuMan® Instrument

HOJA TÉCNICA

El maniquí AmbuMan W+I es ideal para practicar el algoritmo avanzado de SVB. Está especialmente diseñado para la educación sanitaria tanto para profesionales como para el público en general. Gracias a su torso cerrado se puede practicar la colocación de electrodos de desfibrilación para uso con DEA.

El AmbuMan W+I permite un entrenamiento óptimo de las compresiones torácicas combinadas con una respiración realista. El Sistema Higiénico Ambu evita la contaminación cruzada y asegura una resistencia realista de las vías y exhalación a través de la boca y la nariz.

Instrumento de monitorización

El indicador muestra al instructor el volumen de aire (en L) y la profundidad de compresión del pecho (en mm). Además, permite visualizar cuando la compresión se realiza con la posición incorrecta de las manos y cuando se presenta una distensión gástrica ya que aparece un símbolo de advertencia.

Módulos de Administración del Maniquí Ambu

El maniquí lleva incorporado la última tecnología Ambu. Su navegador basado en un módulo de gestión, permite el control inalámbrico, la documentación y seguimiento del desempeño de los alumnos. En la interfaz central, se reúnen todos los datos e información: Profundidad de compresión, posición correcta de las manos, ventilación, volumen, distensión estomacal.

Módulo de autoformación

El AmbuMan Wireless incluye un módulo de autoformación que permite establecer estaciones de formación y realizar una formación independiente en cualquier momento simplemente con la ayuda de un instructor. El equipo de resucitación podrá formarse de manera continua y los alumnos podrán prepararse para un examen.

Pulso carotideo

El pulso carotideo podrá sentirse durante la compresión torácica y podrá simularse mediante un pulso manual.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Maniquí de SVB
- Diseño robusto
- Formación realista para realizar compresión torácica
- Rigidez del pecho ajustable
- Sistema Higiénico Ambu para la ventilación boca a boca y boca - nariz
- La vía aérea se abre sólo cuando la hiperextensión se realiza correctamente
- Retroalimentación manual de la pantalla (volumen de ventilación, profundidad de compresión, posición de la mano, distensión abdominal)
- Se puede sentir el pulso carotideo durante la compresión torácica y también se puede simular un pulso manual

AmbuMan Airway Wireless

- La última tecnología inalámbrica de Ambu
- Navegador basado en un Módulo de Administración Ambu para control, documentación y monitorización
- Módulo de autoformación sin licencia

Ambu

ESPECIFICACIONES

AmbuMan Wireless	Conectividad	✓	WLAN o LAN La tecnología inalámbrica de Ambu se basa en la última generación de "Intel WLAN Modules".
	Navegador basado en un módulo de gestión Ambu	✓	Control independiente del sistema operativo y basado en un navegador, escenarios programables, documentación individual de hasta 4 participantes, visualización paralela y control de hasta 6 maniqués, acceso múltiple paralelo de varios dispositivos para la visualización del rendimiento.
	Fuente de alimentación	✓	Adaptador de CA (Corriente Alterna) Batería o PoE (opcional, no incluido en el embalaje).
Retroalimentación manual de la pantalla		✓	Extensible Volumen de ventilación, profundidad de compresión, posición de la mano, estómago.

DATOS TÉCNICOS

Peso del torso con bolsa de transporte	12 kg
Largo del torso	80 cm
Largo del cuerpo completo	165 cm

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
A 234 407 000	AmbuMan Wireless Torso, tecnología Ambu Wireless integrada, módulo de gestión, 5 piezas faciales Ambu, 100 bolsas desechables para la cabeza, bolsa de transporte/colchoneta para prácticas.
A 234 404 000	AmbuMan Instrument 5 piezas faciales Ambu, 100 bolsas desechables para la cabeza, bolsa de transporte/colchoneta para prácticas.

Accesorios

234 000 077	Batería
234 000 706	Actualización kit cuerpo completo
234 000 702	Bolsas desechables para la cabeza (100 uds.)
234 000 703	Piezas faciales Ambu (5 uds.)
234 000 725	Piezas Guedel Ambu (5 uds.)



Torso AmbuMan Instrument



Panel AmbuMan Instrument



Bolsa de transporte AmbuMan

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com