

Familia Ambu® aScope™ 3




Ahora con 3 tamaños de videoscopios en un mismo sistema



Tanto si necesita intubar, realizar una broncoscopia o tratar un caso de secreciones espesas retenidas, la familia Ambu® aScope™ 3 es la solución perfecta.

Con la Familia Ambu® aScope™ 3 se pone a su disposición tres videoscopios listos para su uso en un único sistema, y sin coste adicional.



aScope™ 3
Slim 3.8/1.2


aScope™ 3
Regular 5.0/2.2

aScope™ 3
Large 5.8/2.8

Ambu® aView™

El rendimiento y funcionalidad de aView™ ha sido actualizado con nuevas funciones, entre las que destacan:

- **Ampliación de imagen**
Ofrece una imagen ampliada para optimizar la visión a distancia.
- **Salida de vídeo**
Muestra la imagen de aView™ en tiempo real, en un monitor externo de mayor tamaño, lo que resulta muy práctico para formaciones.
- **Importación de imágenes/vídeos**
Facilita la copia de imágenes o vídeos guardados en un sistema aView™ a otro sistema aView™.



Ampliación de imagen



Salida de vídeo

	Colocación en VSP de varios TDL y BB	Intubación difícil	Inspección bronquial	LBA/LB	Cepillo protegido de muestras	TPD	Manejo de secreciones retenidas	Manejo de secreciones espesas retenidas	
Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2 Ref. 402001000	●	●	●						TET ≥ 5 TDL ≥ 37
Ambu® aScope™ 3 Regular 5.0/2.2 Ref. 403001000		●	●	●	●	●	●		TET ≥ 6 TDL ≥ 39
Ambu® aScope™ 3 Large 5.8/2.8 Ref. 414001000		●	●	●	●	●	●	●	TET ≥ 7
Ambu® aView™ Ref. 405002000									

Con la Familia Ambu® aScope™ 3 se pone a su disposición tres videoscopios en un mismo sistema: de un solo uso, estéril y listo para su aplicación inmediata; y sin necesidad de hacer una costosa inversión en tres fibroscopios.

Probado y siempre fiable.
Compruébelo usted mismo en visualisation.ambu.com

Firma Ambu S.L.
Alcalá, 261-265, Edf. 2-3ª dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
ayuda@ambu.com
www.ambu.es