

LA SOLUCIÓN INTEGRAL BRONCHO SAMPLER SET

Ambu® aScope™ 4 Broncho Sampler Set



Ambu

Ambu® aScope™ 4 Broncho Sampler Set

Mejora la seguridad de los pacientes y simplifica el flujo de trabajo

Para los médicos que realizan procedimientos de lavado bronquial (LB) y lavado broncoalveolar (LBA), el Ambu® aScope™ 4 Broncho Sampler Set de un solo uso es una solución integrada que mejora la seguridad y simplifica el flujo de trabajo de obtención de muestras. A diferencia de otras soluciones de obtención de muestras, el aScope 4 Broncho Sampler Set es un sistema de circuito cerrado, lo que reduce el riesgo de contaminación y la pérdida de muestras.


Además, como es de un solo uso, el aScope 4 Broncho Sampler Set está siempre disponible, estéril y listo para su uso cuando lo necesite. ¿El resultado? Menos muestras perdidas o contaminadas, menos retrasos en el flujo de trabajo y mayor seguridad para usted, su equipo y sus pacientes.

Una solución completa y lista para utilizarse

Al ser un sistema de circuito cerrado estéril y de un solo uso, el aScope 4 Broncho Sampler Set reduce el riesgo de pérdida de la muestra y garantiza la calidad de principio a fin.

El aScope BronchoSampler se suministra junto con los broncoscopios aScope 4 Broncho Regular (5.0/2.2) y aScope 4 Broncho Large (5.8/2.8), respectivamente, para ofrecerle el máximo valor.

El aScope BronchoSampler y los broncoscopios se conectan perfectamente y la solución tiene todos los componentes que necesita. Incluye una función de bypass al vacío que permite cambiar entre succión y muestreo sin necesidad de usar el interruptor de tubo de succión.





Sistema de circuito cerrado

aScope™ 4 Broncho Sampler Set

A diferencia de otras soluciones de obtención de muestras, el aScope 4 Broncho Sampler Set es un sistema de circuito cerrado, lo que reduce el riesgo de contaminación y pérdida de muestras.

ESTÉRIL DESDE EL ENVASE Y LISTO PARA UTILIZAR



Preocupación creciente por la contaminación

El LBA y el LB son procedimientos broncoscópicos rutinarios realizados a pie de cama para obtener muestras de fluidos de una forma eficaz y relativamente no invasiva.

Sin embargo, existe una preocupación cada vez mayor, incluso con los procedimientos más estrictos de desinfección de alto nivel, de que no se pueda garantizar la esterilidad. Esto puede suponer un riesgo para sus pacientes.

Mayor seguridad

aScope™ 4 Broncho Sampler Set

El aScope 4 Broncho Sampler Set aumenta la seguridad para usted y sus pacientes, ya que obtiene un broncoscopio estéril y contenedores de muestras totalmente nuevos y estériles para cada intervención.

LISTO CUANDO USTED LO ESTÉ

El aScope 4 Broncho Sampler Set estará listo cuando usted lo esté, lo que reduce los riesgos y las frustraciones asociadas a la espera. Se puede almacenar directamente en su servicio, por lo que solo tiene que coger el aScope 4 Broncho Sampler Set con los accesorios que necesite para tomar una muestra.


El diseño ligero y ergonómico de los broncoscopios aScope 4, con sus elevados ángulos de flexión y el movimiento suave y preciso de la punta distal, facilita su manipulación durante un largo día de procedimientos.

Es portátil, fácil de configurar y de uso intuitivo, lo que le permite ahorrar un tiempo valioso. Así podrá centrarse menos en la planificación y más en lo que realmente importa: sus pacientes.




INFORME DE ANÁLISIS CONJUNTO DE AMBU¹

Menos muestras perdidas




de los médicos que han perdido alguna muestra

Siempre disponible



de los médicos de la UCI que a menudo deben esperar para tener a mano un broncoscopio

Un menor riesgo de contaminación cruzada



de los médicos que están preocupados por la contaminación durante los procedimientos de LBA/LB

¹Informe de análisis conjunto de Ambu: Una encuesta entre médicos intensivistas y sala de bronoscopias (BS) en EE.UU. y el Reino Unido con 116 participantes realizada en 2019

El monitor Ambu® aView™ 2 Advance



Le permite visualizar claramente los segmentos bronquiales

Los bronoscopios aScope 4 se conectan fácilmente al monitor portátil Full-HD de alta calidad Ambu® aView™ 2 Advance, que le proporciona:

Unas imágenes excelentes

Procesamiento avanzado de las imágenes con control adaptativo de la luz en una pantalla antirreflectante de 12,8 pulgadas, lo que garantiza una optimización continua en la calidad de las imágenes.



Flexibilidad y movilidad

El monitor aView 2 Advance es fácil de manipular para colocarlo en una posición de trabajo cómoda, cerca de usted y del paciente. El monitor se puede utilizar en espacios reducidos y se puede girar 180 grados, lo que le permite conectarlo en la mejor posición posible para cada situación clínica. La interfaz gráfica de usuario se adaptará automáticamente.



El monitor aView 2 Advance es fácil de manipular para colocarlo en una posición de trabajo cómoda, cerca de usted y del paciente.



El aScope Broncho Sampler Set se ha diseñado para funcionar conjuntamente como un sistema de circuito cerrado

Conectividad actual y futura

Podrá transferir fácilmente los datos de las imágenes grabadas de su paciente al PACS para permitir el acceso desde el sistema HME. Si necesita una imagen de mayor tamaño, puede conectar el dispositivo a monitores externos de alta calidad (a través de salidas HDMI o 3G-SDI).

Este diseño pensado para el futuro le permite estar siempre al día y aprovechar las últimas capacidades de generación de imágenes, funciones avanzadas y futuros endoscopios de Ambu. También dispone de piezas de repuesto para ayudar a aumentar la vida útil de su inversión en caso de que surja cualquier problema inesperado.

Obtenga más información

aScope™ 4 Broncho Sampler Set

Obtenga más información acerca del sistema de circuito cerrado del aScope 4 Broncho Sampler Set y sobre cómo reduce el riesgo de contaminación y pérdida de muestras en ambu.es/BronchoSamplerSet

REFERENCIA	PRODUCTO
Broncoscopio flexible de un solo uso aScope 4 Broncho	
476 001 000	aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2
477 001 000	aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2
478 001 000	aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8
aScope BronchoSampler	
480 200 000	Sistema de obtención de muestras aScope BronchoSampler
480 300 000	aScope BronchoSampler SC, contenedor de muestra
aScope Broncho Sampler Set	
477 501 000	aScope 4 Broncho Regular Sampler Set
478 501 000	aScope 4 Broncho Large Sampler Set
Monitor aView 2 Advance	
405 011 000	Monitor aView 2 Advance
Monitor aView	
405 002 000	Monitor aView

UNA HISTORIA DE IDEAS INNOVADORAS

Ambu lleva aportando soluciones innovadoras para mejorar la seguridad del paciente desde 1937. Actualmente, millones de pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo confían en la eficiencia, la seguridad y el rendimiento de nuestros dispositivos de endoscopia de un solo uso, nuestros sistemas de anestesia y nuestras soluciones de supervisión y diagnóstico para pacientes.

Nuestros inventos abarcan desde las primeras innovaciones, como el resucitador Ambu® Bag™ y los electrodos Ambu® BlueSensor™, hasta nuestras soluciones más recientes e importantes, como el Ambu® aScope™, el primer endoscopio flexible de un solo uso del mundo. Además, miramos de forma continua al futuro con el compromiso de ofrecer productos innovadores y de calidad que tengan un efecto positivo en su trabajo.

Localizada a las afueras de Copenhague (Dinamarca), Ambu da trabajo a unas 4.200 personas en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico.

Para obtener más información, visite ambu.com

Ambu

Firma Ambu S.L.
Alcalá, 261-265,
Edf. 4-4.º izq. 28027
Madrid, España
Tel.: +34 91 411 68 30
www.ambu.es

PUB-000944 - 2020/10 - Ambu A/S. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso. ID de Marcom: 9617