

# Ambu® Man School



## Características Principales

- Sistema Higiénico Único que evita contaminaciones cruzadas
- Maniquí compacto y portátil
- Ventilación Boca a Boca y Boca Nariz con elevación pecho
- Entrenamiento de compresiones torácicas
- Fácil posicionamiento electrodos DEA
- Torso cerrado
- Set 10 maniqués

## Ambu® Man School

Ambu Man School es un maniquí de formación para SVB que ofrece una apariencia realista.

El maniquí puede utilizarse para entrenamiento de compresiones torácicas y la colocación de electrodos DEA. El Sistema Higiénico Único de Ambu previene la contaminación cruzada al realizar ventilación por boca y nariz.

Ambu Man School se ha creado para ser utilizado para formación de RCP de SVB de grupos en las escuelas bajo la supervisión de un instructor / profesor.

### Conforme a Directrices RCP de SVB

Ambu Man School permite realizar entrenamiento de RCP siguiendo las últimas Directrices internacionales de 2015.

### Compacto y portátil

Embalaje con poco peso, portátil y compacto para fácil transporte.

### Entrenamiento DEA


Gracias a su torso cerrado, se pueden realizar simulaciones con los electrodos de desfibrilación y el DEA.

## Especificaciones

Peso	0,8 kg
Largo	45 cm
Profundidad máx. de compresión	6 cm

## Materiales

Correas	Nylon
Base	Policarbonato
Bajo	Elastómero termoplástico
Pecho	Polipropileno
Cabeza	Silicona
Pieza Facial	Polivinilcloruro
Bolsa de Pulmón	Polivinilcloruro
Bolsa de cabeza	Polietileno



Torso cerrado




Colocación electrodos de DEA

## Especificaciones para pedido

Ref.	Descripción
A268 007 000	AmbuMan School (Set de 10)*
268 000 571	Pieza Facial AmbuMan School (Set de 10)
268 000 572	Bolsa de cabeza AmbuMan School (Set de 100)
268 000 573	Accesorios AmbuMan School (Set de 10)

\* Cada Caja de Ambu Man School incluye:

1 maniquí, 1 pieza facial, 2 bolsas de cabeza, 1 DEA de cartón con electrodos, 1 teléfono de cartón.



Sistema Higiénico Único



Accesorios

### Firma Ambu S.L.

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.

28027 Madrid

Tel. +34 91 411 68 30

www.ambu.es

ayuda@ambu.com