

Una solución sin complicaciones que mejora su flujo de trabajo, día y noche

La solución aScope 4 RhinoLaryngo incluye el monitor aView compacto y de alta resolución y una gama de dos video rinolaringoscopios flexibles de un solo uso:

aScope 4 RhinoLaryngo Intervention*

El endoscopio aScope 4 RhinoLaryngo Intervention es una excelente opción para procedimientos terapéuticos. Está listo cuando usted lo necesita, no requiere manejo posterior a los procedimientos y tiene un bajo coste de inversión, lo que lo hace especialmente adecuado para biopsias en pacientes ambulatorios. El Intervention ofrece imágenes claras y nítidas que le permiten identificar con confianza las estructuras anatómicas.

- **Diámetro externo:** 5,0 mm
- **Canal de trabajo:** 2,2 mm
- **Longitud:** 350 mm
- **Ángulo de articulación:** 130°/130°

aScope 4 RhinoLaryngo Slim*

El endoscopio aScope 4 RhinoLaryngo Slim es una excelente opción para procedimientos endoscópicos nasales y de laringoscopia. Cuando se conecta al aView, el aScope 4 RhinoLaryngo Slim ofrece imágenes claras y nítidas y al contar con un diámetro externo de 3,0 mm, permite minimizar el malestar del paciente durante los procedimientos. El movimiento preciso de la punta y los ángulos de flexión le permiten maniobrar fácilmente en la vía aérea superior.

- **Diámetro externo:** 3,0 mm
- **Canal de trabajo:** N/A
- **Longitud:** 300 mm
- **Ángulo de articulación:** 130°/130°

Firma Ambu S.L.

Alcalá, 261-265, Edf.
4-4.º izq.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30

Para más información
visitar ambu.es

Innovación y confianza Ambu

Desde 1937, Ambu® ha dado vida a las revolucionarias soluciones de atención médica dentro de la anestesia, la monitorización el diagnóstico del paciente, y emergencia. Hoy en día, nos dedicamos a mejorar la seguridad de millones de pacientes y profesionales de la salud de todo el mundo mediante el avance de dispositivos de un solo uso, incluido aScope, el primer broncoscopio flexible desechable del mundo.

Nuestro compromiso de aportar nuevas ideas, un rendimiento excepcional del producto y un servicio superior a nuestros clientes ha convertido a Ambu® en una de las compañías médicas más reconocidas del mundo. Con sede en Dinamarca, Ambu® ha empleado a unas 2.500 personas en Europa, América del Norte y Asia Pacífico. Para obtener más información, visite www.ambu.com

Ambu
Ideas that work for life



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

Una solución sin complicaciones que mejora su flujo de trabajo -día y noche

Ambu
Ideas that work for life

Una solución flexible, portátil y de calidad

Desde consultas externas hasta pacientes hospitalizados, el rinolaringoscopio flexible de un solo uso, aScope 4 RhinoLaryngo, puede mejorar su trabajo diario. Puede ayudarle a ser más productivo, sea de noche, de día, los fines de semana, a todas horas.

Utilícelo al instante



Siempre listo cuando usted lo necesite, el rinolaringoscopio de un solo uso, aScope 4 RhinoLaryngo, no requiere ningún reprocesamiento. Simplemente utilícelo y deséchelo. No más retrasos ni esperas. No más costes o complicaciones asociados a limpiezas o reparaciones.

La solución incluye un monitor compacto y de alta resolución, Ambu® aView™, que es portátil, sencillo de configurar y de usar. Esto hace que pueda llevarlo consigo a cualquier lugar.

Imágenes de alta resolución

La solución aScope 4 RhinoLaryngo le ofrece imágenes de video de alta resolución en un monitor externo, sin depender de las dificultades que requiere el llevar un monitor a consultas externas.

Cuando se conecta al monitor aView, aScope 4 RhinoLaryngo le da una visibilidad clara de la vía aérea superior. Las imágenes nítidas y el control adaptativo de la luz permiten una fácil identificación de las estructuras anatómicas.



Le acerca a sus pacientes y compañeros

El monitor aView facilita la participación de sus pacientes y permite involucrarlos en el procedimiento.

Al ser ligero y al contar con un agarre ergonómico, es fácil de maniobrar a lo largo de cada procedimiento. Además, al ser un monitor independiente promueve una mejor postura de trabajo en comparación con los fibroscopios tradicionales.

Tabién es una herramienta idónea para docencia.

Sus compañeros podrán seguir el procedimiento en el monitor y usted podrá grabar y guardar imágenes y videos de los procedimientos y visualizarlos más tarde.

Diseño ergonómico y ligero

No importa cuántos procedimientos realice cada día, siempre se sentirá cómodo con el aScope 4 RhinoLaryngo en sus manos.

Esterilidad garantizada

Cuando se trata de técnicas de desinfección para endoscopios reutilizables, las pautas dentro de ORL son cada vez más estrictas. El endoscopio de un solo uso, aScope 4 RhinoLaryngo, le permite adherirse a estas directrices y mejora su trabajo diario. Independientemente del grado de esterilidad necesario para sus procedimientos en la vía aérea superior, un endoscopio de un solo uso y estéril, añade una medida extra para la seguridad del paciente.

Una manera sencilla de incrementar la productividad y la seguridad

Al ser estéril, el aScope 4 RhinoLaryngo elimina cualquier riesgo de contaminación cruzada.



Simplemente utilice el endoscopio y deséchelo. No hay necesidad de tener que determinar una nueva forma de trabajo o preocuparse de los costes asociados a la limpieza y desinfección del producto.

