




Ambu® aView™ 2 Advance

Un valor añadido



Un monitor de alta calidad que conforma el eje de una plataforma de dispositivos de endoscopia flexible de un solo uso



Un valor añadido en diferentes áreas clínicas

El Ambu® aView™ 2 Advance forma parte de nuestra plataforma de dispositivos de endoscopia de un solo uso que ofrece valor en diferentes áreas clínicas.


Tanto si se trata de un miembro del equipo que realiza una broncoscopia, un otorrinolaringólogo que lleva a cabo una laringoscopia flexible o un urólogo que realiza una cistoscopia, tendrá la posibilidad de estandarizar todas las áreas clínicas de su centro con el mismo monitor de alta calidad con una inversión razonable.




Simplifica los procesos de compras y administración

La plataforma de endoscopios de un solo uso aScope gira en torno al monitor aView 2 Advance. Le ayuda a realizar un gran número de

procedimientos endoscópicos con confianza para diferentes especialidades clínicas. Y solo tendrá que tratar con un proveedor, que siempre le ofrecerá los resultados esperados.





Benefíciense de la eficiencia del uso único

La plataforma de endoscopios de un solo uso aScope le permite reducir los costes asociados a los endoscopios reutilizables, como los suministros de limpieza, el mantenimiento y las reparaciones (y los contratos de servicio de larga duración asociados). De hecho, puede suponer un ahorro de dinero para todo el hospital, ya que mejora el flujo de trabajo y reduce el tiempo y los costes requeridos para la limpieza de los endoscopios reutilizables. La transparencia en los costes siempre será máxima.

Amplíe el valor de su plataforma de dispositivos de endoscopia

Con el monitor aView 2 Advance, podrá estar siempre al día para aprovechar las últimas capacidades de generación de imágenes, funciones avanzadas y futuros productos de Ambu. También dispone de opciones de reparación para ayudar a aumentar la vida útil de su inversión en caso de que surja cualquier problema inesperado.



Un único proveedor en el que puede confiar

Ambu es el mayor proveedor mundial de endoscopios de un solo uso. En 2009 lanzamos el primer broncoscopio flexible de un solo uso del mundo, el Ambu® aScope™. Hoy, más de 650 000 de nuestros endoscopios de un solo uso se utilizan en más de 3800 hospitales cada año*. El monitor aView 2 Advance es totalmente compatible con los endoscopios de un solo uso de Ambu para neumología, otorrinolaringología y urología.

*Las cifras corresponden al periodo comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020


Valor para un gran número de áreas clínicas

El monitor aView 2 Advance, portátil y de alta calidad, le permite estandarizar sus procesos en un gran número de especialidades clínicas y procedimientos endoscópicos de un solo uso de su hospital, incluyendo laringoscopias flexibles, broncoscopias y cistoscopias.

Un monitor de alta calidad

Unas imágenes excelentes

El procesamiento avanzado de las imágenes con control adaptativo de la luz en una pantalla antirreflectante de 12,8 pulgadas y resolución full-HD ayuda a garantizar una optimización continua en la calidad de las imágenes.



El catálogo de endoscopios de un solo uso de Ambu:





Optimiza el flujo de trabajo

Portátil

Puede transportar de forma sencilla el monitor ligero montado en un portasueros con el soporte flexible, o utilizando el mango integrado. Se puede ubicar en espacios reducidos y puede girarlo 180 grados para conectarlo en la mejor posición posible para cada situación clínica. La interfaz gráfica de usuario se adaptará automáticamente.

Plug and Play

Verá una imagen en tiempo real a los pocos segundos de encender el monitor. Además, podrá beneficiarse de las más de tres horas de carga de la batería cuando no cuente con una conexión eléctrica. Tras finalizar el procedimiento, resulta sencillo de limpiar y desinfectar mediante el uso de toallitas disponibles comercialmente.



Permite un acceso sencillo a los historiales de los pacientes para ofrecer una atención coordinada y eficiente

El monitor aView 2 Advance ofrece una amplia gama de opciones de conectividad para permitir la documentación de sus procedimientos. Puede conectar el monitor aView 2 Advance a la red del hospital mediante Wi-Fi o a través de la conexión Ethernet y transferir de forma sencilla los datos de las imágenes registradas del paciente al PACS para permitir el acceso desde los historiales médicos electrónicos (HME) del hospital.

Referencia	Producto	Cantidad
Endoscopios aScope 4		
476001000	aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2	5 unidades
477001000	aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2	5 unidades
478001000	aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8	5 unidades
510001000	aScope 4 RhinoLaryngo Slim	5 unidades
512001000	aScope 4 RhinoLaryngo Intervention	5 unidades
600001000	aScope 4 Cysto (flexión para la UE)	5 unidades
601001000	aScope 4 Cysto (flexión para Estados Unidos)	5 unidades
Monitor aView 2 Advance		
405011000	Monitor aView 2 Advance	1 unidad
Monitor aView		
405002000	Monitor aView	1 unidad

Puede que los monitores y otros dispositivos de visualización no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante de Ambu para obtener más información.

Una historia de ideas innovadoras

Ambu lleva aportando soluciones innovadoras para mejorar la seguridad del paciente desde 1937. Actualmente, millones de pacientes y profesionales de la sanidad de todo el mundo confían en la eficiencia, la seguridad y el rendimiento de nuestros dispositivos de endoscopia de un solo uso, nuestros sistemas de anestesia y nuestras soluciones de supervisión y diagnóstico para pacientes.

Nuestros inventos abarcan desde las primeras innovaciones, como el resucitador Ambu® Bag™ y los electrodos Ambu® BlueSensor™, hasta nuestras soluciones más recientes e importantes, como el Ambu® aScope™, el primer endoscopio flexible de un solo uso del mundo. Además, miramos de forma continua al futuro con el compromiso de ofrecer productos innovadores y de calidad que tengan un efecto positivo en su trabajo.

Localizada a las afueras de Copenhague (Dinamarca), Ambu da trabajo a unas 3000 personas en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico.

Para obtener más información, visite ambu.es.



Firma Ambu S.L.
Calle Alcalá 261-265,
Edf. 4 - 4º Izq.
28017 Madrid, España
Tel. +34 91 411 6830
ayuda@ambu.com
www.ambu.es