

KingBreathing Bags

bolsas de respiración para anestesia



Principales ventajas

Comodidad

- Diseño fino y duradero
- Cinco tamaños estándar que proporcionan una bolsa adecuada para cada paciente
- La bolsa de respiración Contour, con forma de reloj de arena, reduce el cansancio de la mano

Agarre

- Su diseño con tres pliegues ofrece una mejor adaptación

Fiabilidad

- La superficie fina y duradera aumenta al máximo la sensación táctil del médico, así como su capacidad para evaluar la actividad pulmonar del paciente.
- La bolsa de respiración Contour, con forma de reloj de arena, suministra el volumen de gas requerido

King Breathing Bags

Las King Breathing Bags incluyen una completa gama de bolsas sin látex en tamaños de 0,5 l; 1 l; 2 l y 3 l con diferentes tipos de conectores de conformidad con las normativas ISO. Las Rainbow Breathing Bags son una variante colorida para bebés

y niños. Además de las bolsas de respiración para anestesia pediátricas, las bolsas de respiración Contour®, con forma de reloj de arena, proporcionan una mejor adaptación y un mejor agarre.

KingBreathing Bags

bolsas de respiración para anestesia

Tamaño de 1/2 litro

Descripción	N.º de producto
OPKS* Rojo	R2510
OPKS Amarillo	Y2510
OPKS Azul	B2510
OPKS Rosa	K2510
OPKS Morado	P2510
OPKS Pack Variado	V2510
Verde	20905

Tamaño de 2 litros

Descripción	N.º de producto
OPKS Rojo	R10902
OPKS Amarillo	Y10902
OPKS Azul	B10902
OPKS Rosa	K10902
OPKS Morado	P10902
OPKS Pack Variado	V10902
Verde	20902



Bolsas de Respiración Arcoíris

*OPKS indica Operation: Kid Stuff®. Las Bolsas de Respiración Arcoíris son un componente de los productos de Operation: Kids Stuff. Todas las bolsas de respiración vienen en paquetes de 30. Las bolsas de respiración no contienen látex.

Tamaño de 1 litro

Descripción	N.º de producto
OPKS Rojo	R10901
OPKS Amarillo	Y10901
OPKS Azul	B10901
OPKS Rosa	K10901
OPKS Morado	P10901
OPKS Pack Variado	V10901
Verde	20901

Tamaño de 3 litros

Descripción	N.º de producto
Verde	20903

Contour®

Descripción	N.º de producto
Contour, Green, 2 l	30902Z

Materiales

Pieza	Material
Bolsa	Neopreno
Boquilla	TPO (POE)
Cinta	Cinta de vinilo (PVC con DEHP)

Peso del producto

Tamaño	Peso
1/2 l	18,4 g
1 l	25,2 g
2 l	37,6 g
3 l	56,5 g

Empresa distribuidora

Ambu A/S

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.
28027 Madrid
España
Tel. +34 91 411 68 30
Fax +34 91 564 50 82
www.ambu.es

Fabricante

King Systems

15011 Herriman Boulevard
Noblesville, IN 46060
Tel. 317 776 6823
Tel. 800 642 5464
Fax 317 776 6827
www.Kingsystems.com

