

HOJA TÉCNICA

La mascarilla de silicona de manguito abierto Ambu® sin látex está diseñada para utilizarse tanto con resucitadores y ventiladores manuales como automáticos.

La mascarilla es 100 % transparente lo que permite una evaluación rápida del estado de las vías aéreas del paciente durante la reanimación.

Debido al sistema de manguito abierto, el manguito no se autoinfla y la presión en el manguito no puede ser regulada.

Las mascarillas de silicona de manguito abierto pueden esterilizarse a 134 °C. La mascarilla de silicona de manguito abierto Ambu® es la solución ideal donde la economía es la prioridad.

Ambu® Mascarilla Silicona Manguito Abierto



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mascarilla transparente para control visual de hemorragias, vómitos y ventilación espontánea
- Para usar con resucitadores manuales y automáticos
- Transparente para fácil visualización
- Fácil de agarrar
- Se puede esterilizar en autoclave a 134°

Ambu

ESPECIFICACIONES

Producto	Peso
Neonato tamaño 0	13 g
Pediátrico pequeño tamaño 1	26 g
Pediátrico tamaño 2	41 g
Pediátrico tamaño 3	54 g
Adulto pequeño tamaño 4	76 g
Adulto tamaño 5	102 g

Los tamaños #2 hasta el tamaño #5 son compatibles con conector de paciente ID de 22 mm.
Los tamaños #0 y #1 son compatibles con conector de paciente OD de 15 mm.

MATERIALES

Producto	Material
Mascarilla	Caucho de silicona

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Modelo
000 251 001	Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 0 Neonato
000 251 002	Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 1 Pediátrico pequeño
000 251 003	Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 2 Pediátrico
000 251 004	Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 3 Pediátrico
000 251 005	Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 4 Adulto/ Adulto pequeño
000 251 006	Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 5 Adulto



Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 0, 1 y 2.



Ambu Mascarilla de Manguito Abierto tamaño 3, 4 y 5.

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

