

Ambu® Válvulas PEEP Desechables

HOJA TÉCNICA

La Presión Positiva al Final de la Expiración (PEEP: Positive End-Expiratory Pressure), es un parámetro utilizado ampliamente durante la ventilación mecánica.

Las válvulas PEEP Desechables Ambu® al ser de un solo uso eliminan el riesgo de infecciones causadas por la contaminación cruzada de un paciente a otro.

La válvula PEEP Ambu® 20 para adultos con adaptador para neonatos se ajusta entre 5 - 20 cm de H₂O. Se debe ajustar a la presión recomendada para neonatos (de 4 - 6 cm H₂O) para utilizar con resucitadores neonatales.

Según las Guías y Recomendaciones para Reanimación 2015, se recomienda el uso de una PEEP para facilitar la regulación de la presión continua en adultos y especialmente en neonatos: "Todos los recién nacidos a término o pretérmino que permanezcan en apnea a pesar de las medidas iniciales, deben recibir ventilación con presión positiva tras la insuflación pulmonar inicial. Se administrará una PEEP aproximada de 5 cm H₂O a los recién nacidos pretérmino que reciban ventilación con presión positiva."¹



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñadas para ofrecer una resistencia y características únicas al utilizarse con resucitadores manuales, ventiladores, máquinas de anestesia (donde indique el fabricante) y sistemas CPAP
- Pueden ajustarse directamente en la válvula de paciente de cualquier resucitador original Ambu® sin conexión adicional
- Posibilidad de ajustar los valores de presión
- Compatible con Resonancia Magnética (RM)

Reseña Bibliográfica:

1. Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015.

Ambu

ESPECIFICACIONES

Tamaño

Longitud	65 mm
Diámetro	45 mm
Peso	40 g
Tamaño del adaptador	2,2 mm

Materiales

Piezas transparentes	Polisulfona
Piezas transparentes del cuerpo de la válvula	Polisulfona con Delrin y aceite de silicona
Tapón de ajuste	Poliamida (nylon)
Sellado del tapón de ajuste	Caucho EPDM
Muelle	Acero inoxidable antimagnético

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
199 102 001	Válvula PEEP 20 (Adultos): 30 mm - 8 uds
199 103 001	Válvula PEEP 20 con adaptador (Neonatos) - 8 uds



Ambu® Válvula PEEP Desechable.



Ambu® Válvula PEEP Desechable con y sin adaptador.

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

