

Ambu® Válvulas PEEP Reutilizables

HOJA TÉCNICA

La Presión Positiva al Final de la Expiración (PEEP: Positive End-Expiratory Pressure), es un parámetro utilizado ampliamente durante la ventilación mecánica.

Las válvulas PEEP Reutilizables Ambu® pueden ser esterilizadas en autoclave a 134 °C. Además, la válvula PEEP Ambu® 10 se ajusta entre 0 - 10 cm de H₂O y la válvula PEEP Ambu® 20 se ajusta entre 1.5 - 20 cm de H₂O.

Según las Guías y Recomendaciones para Reanimación 2015, se recomienda el uso de una PEEP para facilitar la regulación de la presión continua en adultos y especialmente en neonatos: "Todos los recién nacidos a término o pretérmino que permanezcan en apnea a pesar de las medidas iniciales, deben recibir ventilación con presión positiva tras la insuflación pulmonar inicial. Se administrará una PEEP aproximada de 5 cm H₂O a los recién nacidos pretérmino que reciban ventilación con presión positiva."¹



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñadas para ofrecer una resistencia y características únicas al utilizarse con resucitadores manuales, ventiladores, máquinas de anestesia (donde indique el fabricante) y sistemas CPAP
- Pueden ajustarse directamente en la válvula de paciente de cualquier resucitador original Ambu® sin conexión adicional
- Posibilidad de ajustar los valores de presión

Reseña Bibliográfica:

1. Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 2015.

Ambu

ESPECIFICACIONES

Tamaño

Longitud	65 mm
Diámetro	45 mm
Peso	40 g
Tamaño del adaptador	2,2 mm

Materiales

Piezas transparentes	Polisulfona
Piezas transparentes del cuerpo de la válvula	Polisulfona con Delrin y aceite de silicona
Tapón de ajuste	Poliamida (nailon)
Sellado del tapón de ajuste	Caucho EPDM
Muelle	Acero inoxidable

* **NOTA:** Este material puede ser esterilizado en autoclave a 134°C.

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
A137 001 000	Válvula PEEP presión máx. 10: Conexión adulto 30 mm + conector para conexión neonatal de 18 mm
000 137 000	Válvula PEEP presión máx. 10: 30 mm
000 138 000	Válvula PEEP presión máx. 10: 18 mm
000 213 000	Válvula PEEP presión máx. 20: 30 mm
000 177 000	Válvula PEEP presión máx. 20, para resucitadores/ sistema CPAP 22/ 19 mm



Ambu® Válvula PEEP
Reutilizable 10.



Ambu® Válvula PEEP
Reutilizable 20.

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

