

HOJA TÉCNICA

El electrodo de Ambu WhiteSensor CMM/1 tiene un gel de alta adhesividad que asegura buena calidad de señal durante pruebas de ECG.

Debido a su respaldo de tejido suave se ofrece facilidad de uso y comodidad durante la prueba.


Características Principales

- Gel sólido altamente conductor
- Fuerte adherencia
- Respaldo de tejido sin tejer

Ambu® WhiteSensor CMM/1



Gel sólido



Respaldo
de tejido
sin tejer

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (diámetro en mm)	50
Tamaño del contacto con la piel (en mm ²)	1963
Área adhesiva (en mm ²)	1660
Altura excluyendo conector/cable (en mm)	-

Sensor

Material del sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Tipo de gel	Sólido
Área del sensor (en mm ²)	44
Área del gel/área de registro (en mm ²)	201

Especificaciones eléctricas (ANSI/AAMI)

Impedancia CA - típica	150 Ω
Voltaje offset CC - típico	1,0 mV
Recuperación a carga de desfibrilación - típica	15 mV
Variación del potencial de polarización - típica	0,3 mV/s
Inestabilidad de offset y ruido interno	< 90 μV
Tolerancia a corriente de polarización (más de 8 horas)	< 15 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Material de respaldo	Tejido sin tejer
Adhesivo exterior	Acrilato
Conector (corchete)	Acero inoxidable
Blistér	PET-foil

Embalaje

Bolsas, parte interna	Polietileno (PE)
Bolsas, parte central	Aluminio (Al)
Bolsas, parte externa	Poliéster/Aluminio/Polietileno
Cajas	Cartón

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No
Ftalatos	No

Rayos X y Resonancia Magnética

Radiotransparente	No
Para uso en resonancia magnética	No

Caducidad

En bolsas abiertas	30 días
En bolsas cerradas*	24 meses

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	30
Cantidad/caja	1200/7200
Venta mínima	1200

Opciones

Conectores	S
------------	---

Atención

Desechable

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blister	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
CMM/1-00-S	1	30	1200	7200

CMM/1-00-S ■ Producto ■ Largo del cable (cm) ■ Conector

*Algunas configuraciones no están disponibles en todo el mundo

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

