

Detergentes y Desinfectantes Químicos Compatibles con Ambu® Resucitadores Reutilizables



La siguiente lista presenta los detergentes y desinfectantes conocidos para ser utilizados en los productos. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Algunos de los detergentes y desinfectantes pueden causar decoloración sin interferir en la estabilidad o el rendimiento del producto.
- El uso de los productos y la estabilidad de los resucitadores en el uso de los detergentes y desinfectantes, no ha sido verificado por Ambu. La lista de los detergentes y desinfectantes ha sido proporcionada por los clientes, elaborada por Ambu.

Lavado a Máquina

Producto	Producto de Limpieza/Desinfección Utilizado	Fabricante
Ambu Mark IV	Neodisher MA	Dr. Weigert
	Neodisher MediClean	Dr. Weigert
	Neodisher MediKlar	Dr. Weigert
Ambu Mark IV Baby	Neodisher MA	Dr. Weigert
	Neodisher MediClean	Dr. Weigert
	Neodisher MediKlar	Dr. Weigert
Ambu Mark III	Neodisher AN	Dr. Weigert
Ambu Baby R	Neodisher AN	Dr. Weigert
Ambu Mascarilla Silicona Transparente (azul)	Sekumatic FR	Henkel-Ecolab
	Sekumatic FNZ	Henkel-Ecolab
	Sekumatic FRE	Henkel-Ecolab
	Neodisher AN	Dr. Weigert
Ambu Mascarilla Transparente (negra)	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab

Lavado Manual

Producto	Producto de Limpieza/ Desinfección Utilizado	Fabricante
Ambu Mark IV	Deson	Brenntag
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Lysetol AF	Schülke & Mayr
Ambu Mark IV Baby	Deson	Brenntag
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Lysetol AF	Schülke & Mayr
Ambu Mascarilla Silicona Estándar	Incidur	Henkel-Ecolab
	Anionic tensioactivos	-
	Non-ionic tensioactivos	-
Ambu Mark III	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab
	Anionic tensioactivos	-
	Non-ionic tensioactivos	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Cidex	J&J
	Lysetol AF	Schülke & Mayr
Ambu Baby R	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Lysetol V NEU	Schülke & Mayr
	Gigasept AF	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab
	Anionic tensioactivos	-
	Non-ionic tensioactivos	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Cidex	J&J
Ambu Mascarilla Silicona Transparente (azul)	Lysetol AF	Schülke & Mayr
	Gigasept AF	Schülke & Mayr
	Lysetol V	Schülke & Mayr
	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Lysetol FF	Schülke & Mayr
	Sekusept aktiv	Henkel-Ecolab
	Sekusept Pulver Classic	Henkel-Ecolab
	Anionic tensioactivos	-
	Non-ionic tensioactivos	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
Cidex	J&J	
Lysetol AF	Schülke & Mayr	
Ambu Mascarilla Transparente (negra)	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab
Ambu Aura40	Neodisher MediClean forte	Dr. Weigert
	Anionic tensioactivos	-
	Non-ionic tensioactivos	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Cidex	J&J
Lysetol AF	Schülke & Mayr	

Sustancias No Compatibles

Desinfectantes que contienen fenol.

Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com

Firma Ambu S.L
Alcalá, 261-265,
Edf. 2-3ª dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
F: (+34) 91 564 50 82
www.ambu.es