

HOJA TÉCNICA

28 ajustes en dos collarines

El Ambu Perfit ACE es un collarín ajustable de un solo uso. Combinado con el Mini Perfit Ace, estos dos collarines ofrecen 28 ajustes en total, que aseguran que los pacientes puedan tener el ajuste más eficaz y preciso.

Fabricado con materiales traslúcidos, el collarín es empaquetado completamente plano y tiene una pieza única basculante en la barbilla para facilitar el manejo de la vía aérea. Ambu Perfit ACE es el dispositivo de inmovilización de la columna cervical rígido, de una pieza, ajustable y para adultos.

Ambu Perfit Ace es un collarín ajustable, diseñado para fijar a cualquier adulto estándar, con 16 graduaciones de ajuste distintas. Se ajusta dentro de 4 tamaños para adultos estándar que van desde la Sin Cuello a la Alto.

El Ambu Perfit Ace incorpora cierres que permiten al técnico sanitario adaptar la talla del collarín exactamente al tamaño del cuello de la víctima. Ambu Mini Perfit Ace es el dispositivo de inmovilización de columna cervical rígido de una sola pieza ajustable en adultos pequeños/pediátricos/neonatos, con 12 graduaciones precisas.



Radiotransparente



Compatible con Resonancia Magnética

Ambu® Perfit ACE® y Mini Perfit ACE®



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se guarda completamente plano
- Radiotranslúcido
- Diversidad de graduaciones para facilitar y asegurar su ajuste
- Marcas de tamaño estándar en Adultos y Mini
- Pieza basculante en la barbilla para facilitar el manejo de la vía aérea
- Soporte porta tubo cánula nasal
- Gran orificio con abertura traqueal para facilitar la intubación
- Apertura trasera occipital
- No contiene Látex ni Ftalatos
- Desechable
- Cuando el paciente es transportado, la posición por defecto del Adult Ace es la posición Sin Cuello, y la posición por defecto del Mini Ace es la posición Neonato

Ambu

ESPECIFICACIONES

Ambu Perfit ACE

Tamaños ajustables	Sin Cuello, Bajo, Regular y Alto
Número de ajustes	16 ajustes (4 ajustes por tamaño)
Dimensiones	554 x 215 x 14 mm (21.8" x 8.5" x 0.6")
Peso	200 g
Color	Blanco/gris claro

Ambu Mini Perfit ACE

Tamaños ajustables	Neonato, Pediátrico y Adulto Pequeño
Número de ajustes	12 ajustes (4 ajustes por tamaño)
Dimensiones	447 x 188 x 14 mm (17.6" x 7.4" x 0.6")
Peso	100 g
Color	Amarillo/gris claro

Medioambiente

Látex	No
Ftalatos	No

Rayo X y Resonancia Magnética (RM)

Radiotransparente	Sí
Para uso de RM	Sí

MATERIALES

Producto	Material
Ambu Perfit ACE	
Blanco/ plástico gris claro	Polipropileno
Espuma	Polietileno
Ambu Mini Perfit Ace	
Plástico amarillo	Polipropileno
Espuma	Polietileno

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
002 810 001	Ambu Perfit ACE, Caja de 20 unidades
000 281 107	Ambu Mini Perfit ACE, Caja 30 unidades



Ambu® Perfit ACE®.



Ambu® Mini Perfit ACE®.



Ambu® Perfit ACE®
Ambu® Mini Perfit ACE®.

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

