

# AmbuMan® Basic

## HOJA TÉCNICA

El AmbuMan Basic es un maniquí económico diseñado para cumplir todos los requisitos del entrenamiento de SVB.

Su forma del torso cerrada con su forma anatómicamente correcta permiten un aprendizaje y entrenamiento sobre el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y la colocación de electrodos.

El AmbuMan Basic permite un entrenamiento óptimo de las compresiones torácicas en combinación con una ventilación realista. El Sistema Higiénico Único evita la contaminación cruzada. Permite la resistencia ventilatoria realista y la expiración a través de la boca y la nariz.

La correcta profundidad de compresión y el volumen de ventilación requerido pueden ser monitorizados en el panel del maniquí.

El AmbuMan Basic también está disponible en un pack de 4 unidades para facilitar el entrenamiento en grupo.

### **Ventilación realista**

Los estudiantes sentirán la resistencia realista de las vías aéreas y el pecho comenzará a ascender cuando la cabeza está correctamente inclinada y el aire sea introducido en el maniquí. El AmbuMan Basic permite observar, escuchar y sentir la respiración como si fuese real.

### **Rentabilidad y fiabilidad**

El AmbuMan Basic está fabricado para ser un maniquí económico y fiable para el entrenamiento de RCP de SVB.

### **Entrenamiento en aula**

Para un transporte e instalación fáciles, el AmbuMan Basic viene en una bolsa blanda, tanto embalado individualmente como empaquetado en un pack de cuatro maniqués.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Maniquí económico para el entrenamiento SVB
- Resistente y fiable
- Entrenamiento realista de compresiones torácicas
- Visualización de la profundidad de compresión
- Sistema Higiénico Único Ambu para la respiración boca a boca y la ventilación boca a nariz
- Puede ser utilizado para la ventilación con bolsa y mascarilla
- Colocación de tubos Guedel (cuando se utiliza la pieza Guedel para cara)
- Resistencia realista a la ventilación
- Visualización para el correcto volumen de ventilación
- Ascenso visible del pecho durante la ventilación
- Torso cerrado anatómicamente correcto
- Facilidad para el entrenamiento de DEA

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

Peso del torso	6 kg
Largo	70 cm
Ancho	37 cm
Peso 4 x Torso y bolsa	30 kg
Volumen máx. de ventilación	1200 ml
Profundidad máx. de compresión	7.5 cm

## MATERIALES

Unidad básica	ABS (Acrinitrilo-butadieno-esterol)
Cabeza	PVC (Cloruro de polivinilo) duro
Piel del pecho	PVC (Cloruro de polivinilo) blando
Pieza de la cara	PVC (Cloruro de polivinilo) blando
Bolsa de la cabeza desechable	PE (Polietileno)
Traje de entrenamiento	Poliéster
Bolsa para transporte	PVC - Nylon recubierto

## ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Ref.	Descripción
A268 005 000	AmbuMan Basic - incluye chaqueta de entrenamiento, estuche de transporte, 1 pieza facial y 25 bolsas para la cabeza.
A268 006 000	AmbuMan Basic - Pack de 4 unidades incluyendo 4 torsos. AmbuMan Basic - chaqueta de entrenamiento, estuche de transporte, 4 piezas facial y 100 bolsas para la cabeza.
Accesorios	
234 000 702	Ambu bolsas para la cabeza, desechables (Set de 100 unidades)
234 000 703	Ambu pieza facial (Set de 5 unidades)
234 000 725	Ambu pieza facial Guedel



Pack de 4 AmbuMan Básico



Indicador de la profundidad de compresión

# Ambu

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com