

## FICHA TÉCNICA

Estéril desde su embalaje, Ambu aScope Duodeno es un endoscopio de un solo uso con visión lateral y elevador para controlar la posición de los accesorios endoscópicos compatibles.

Con aScope™ Duodeno, tienes un endoscopio nuevo con un rendimiento consistente en todo momento, y no hay riesgo de contaminación cruzada. Además, no es necesario realizar costosos reprocesamientos o reparaciones.



Punta distal demostrando el funcionamiento del elevador con un esfinterotomo



Palanca de control del elevador para elevar (arriba) y bajar (abajo) el elevador

# Ambu® aScope™ Duodeno Estéril.

## De un solo uso.

## Problema resuelto.



## PRINCIPALES BENEFICIOS

Estéril

No hay riesgo de contaminación cruzada

Transparencia de costes

Elimina el riesgo y coste del reprocesado

Diseño y funcionamiento familiar, similar a los duodenoscopios convencionales

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

### Sistema óptico

Dirección de visión	Visión lateral hacia atrás con un ángulo de 6°
Campo de visión	130°

### Sección de inserción

Diámetro externo del extremo distal	φ 13.7 mm
Diámetro externo del tubo de inserción	φ 11.3 mm
Longitud de trabajo	1240 mm

### Sección de flexión

Rango de angulación	Arriba 120° / Abajo 90° Izquierda 90° / Derecha 110°
---------------------	---

### Iluminación

Método de iluminación	Doble LED
-----------------------	-----------


### Dimensiones

Peso	700 g
------	-------

## ESPECIFICACIONES DE PEDIDO\*

Referencia	Descripción	Cantidad
485001000	aBox Duodeno	1
482001000	aScope Duodeno	Caja de 6
482001000/4	aScope Duodeno	Caja de 4**

\*Algunas configuraciones pueden no estar disponibles en todos los países.  
\*\*La caja exterior contiene 4 cajas internas, cada una contiene un endoscopio



# Ambu

Firma Ambu S.L.  
Calle Alcalá 261 - 265,  
Edf 4 - 4º Izq.  
28027 Madrid  
España  
T +34 91 411 68 30  
ambu.es

CE  
2797

US: Rx Only