


## HOJA TÉCNICA

El Ambu® Neuroline Electrodo Helicoidal y Ambu® Neuroline Electrodo Helicoidal Entrelazado son electrodos de acero inoxidable que se enroscan en el cuero cabelludo de los pacientes. Los electrodos están diseñados con un agarre ergonómico, cables de colores y vienen con conectores DIN 42802 de 1,5 mm touch proof.

El electrodo helicoidal está desarrollado para utilizarse en monitorización, grabación y estimulación de señales de potencial biológico y nervioso.

# Ambu® Neuroline Electrodo Helicoidal & Ambu® Neuroline Electrodo Helicoidal Entrelazado



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseñado para perfecta fijación durante todo el uso

Aguja de acero inoxidable

Cables codificados por colores para fácil identificación

Conector de 1.5 mm touch proof DIN 42802

## RECOMENDACIONES DE USO

Monitorización Intraoperatoria (MIO)

Electroencefalograma (EEG)

Potenciales Evocados (PE)

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

### Electrodo

Tipo de conexión	Conector de Seguridad (DIN 42 802)
Método de esterilización	Esterilizado con Óxido de Etileno (OE)

### Medioambiente

Electrodo, cable y embalaje son libres de látex y ftalatos
Embalaje libre de PVC


## MATERIALES

### Electrodo


Aguja	0.60 mm (23 gauge), acero inoxidable
Protector plástico	PVC
Cable	Cable de cobre estañado aislado con PVC

### Embalaje

Bolsa, capa transparente	Poliéster y Polipropileno
Bolsa, capa de papel	Papel
Cajas	Cartón



Electrodo Helicoidal



Electrodo Helicoidal Entrelazado

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Longitud del cable		Color del cable	Caducidad (meses) (bolsa cerrada)	Unid./bolsa	Embalaje	
	cm	inch				Unid./caja	Unid./caja exterior
<b>Electrodo Helicoidal</b>							
74715-60/24	120	47"		36	1	24	576
74720-60/24	200	79"		36	1	24	576
74725-60/24	250	98"		36	1	24	576
<b>Electrodo Helicoidal Entrelazado</b>							
74812-60/12	120	47"		36	1	12	576
74820-60/12	200	79"		36	1	12	576
74825-60/12	250	98"		36	1	12	576

# Ambu

#### Distribuido por:

**Firma Ambu SL**  
 C. Santa Leonor, 65  
 Bloque B, Planta  
 Baja, derecha  
 Madrid, 28037, Spain  
 T +34 91 411 6830  
 www.ambu.es  
 ayuda@ambu.com

#### Fabricado por:

**Technomed Europe**  
 Amerikalaan 71  
 6199 AE Maastricht-Airport  
 The Netherlands

CE<sub>0344</sub> US: Rx only