

# Ambu® Aura-i™

## HOJA TÉCNICA

La Mascarilla Laríngea Ambu® Aura-i™ está preformada para seguir la anatomía humana de la vía aérea. La curvatura suave y redondeada asegura un posicionamiento rápido y seguro que garantiza un buen resultado a largo plazo.

Ambu® Aura-i™ es el dispositivo preferido para la rutina diaria, para establecer una vía aérea donde se considere que un tubo endotraqueal es innecesario. Al mismo tiempo, ocupa un lugar en el Carro de Vía Aérea Difícil.

En caso de “No se puede Intubar - No se puede Ventilar” situación (CI-CV), donde al final hay que intubar al paciente, la mascarilla Aura-i™ puede ser utilizada como guía para la intubación directa endotraqueal asistida por un videoscopio flexible (como el Ambu aScope™). El tubo de la vía aérea está diseñado para facilitar el paso de un tubo endotraqueal de tamaño adecuado.

El tamaño recomendado de tubo endotraqueal se indica en el bloque conector de Aura-i™, para mayor comodidad del usuario.

Aura-i™ cuenta con 8 tallas para uso neonatal, pediátrico y adulto.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Curvatura anatómica integrada para una inserción poco traumática
- Posibilidad de intubar con Tubos Endotraqueales estándar
- La punta reforzada evita dobleces durante la inserción y a la vez tapona la parte superior del esfínter del esófago
- El bloque conector previene oclusiones debido a su alta resistencia y evita desplazamientos debido a su forma
- Marcas de profundidad para ayudar a un posicionamiento correcto
- El balón piloto muestra la talla y proporciona una indicación táctil del grado de inflado
- Marcas de navegación para guiar la introducción del Fibro/ Videoscopio
- Embalaje con código de colores e Instrucciones de Uso
- Compatible con Resonancia Magnética (RM)
- Sin Látex/ Sin Ftalatos

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

	Neonato		Pediátrico			Adulto			
	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6	
Tamaño	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6	
Color de Talla	●	●	●	●	●	●	●	●	
Peso del paciente	< 5 kg	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg	
Volumen máx. de inflado del manguito	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	
Presión máx. dentro del manguito	60 cm H <sub>2</sub> O								
Conector	15 mm ISO 5356-1								
D.I. mín. tubo	6,3 mm	6,9 mm	8,7 mm	10,0 mm	11,0 mm	12,4 mm	12,7 mm	12,7 mm	
Válvula de inflado	Cono Luer ISO 594-1								
Curvatura	85°								
Temperatura apropiada de almacenaje	+10 °C - +25 °C								
Peso	11 g	15 g	21 g	35 g	38 g	56 g	77 g	98 g	
Máx. presión dentro del manguito	5 ml	6 ml	9 ml	14 ml	14 ml	24 ml	31 ml	36 ml	
Presión de goteo	< 1,2 cm H <sub>2</sub> O at 15 l/min	< 0,8 cm H <sub>2</sub> O at 15 l/min	< 1,0 cm H <sub>2</sub> O at 30 l/min	< 0,8 cm H <sub>2</sub> O at 30 l/min	< 2,0 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	< 1,2 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	< 0,8 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	< 0,5 cm H <sub>2</sub> O at 60 l/min	
Espacio mín. interdental	15 mm	17 mm	20 mm	24 mm	26 mm	30 mm	33 mm	35 mm	
Recorrido interno	9,1 cm	10,7 cm	12,2 cm	14,6 cm	14,2 cm	16,2 cm	17,8 cm	19,2 cm	

### Para Intubación

Máx. T.E.	3,5	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5	8,0	8,0
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La mascarilla de Ambu Aura-i está desarrollada conforme la Directiva del Consejo 93/42/EE C relativa a productos médicos.

## MATERIALES

Producto	Ftalatos	Material
Tubo vía aérea	No	PVC
Manguito	No	PVC
Conector aéreo	No	PVC
Balón piloto	No	PVC
Válvula inflado	No	PVC/Silicona
Tubo Inflado	No	PVC

Embalaje	Cantidad	Material
Bolsa	1	PET/PE
Caja	10	Cartón

La mascarilla laríngea Ambu Aura-i está fabricada sin Látex.

### Caducidad

36 meses

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Tamaño	Tipo
329 100 000	1	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 150 000	1 ½	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 200 000	2	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 250 000	2 ½	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 300 000	3	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 400 000	4	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 500 000	5	Máscara laríngea desechable - Intubación
329 600 000	6	Máscara laríngea desechable - Intubación

# Ambu

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com



Marcas para ayudar su uso en el bloque conector y manguito. Toda la información en el balón piloto.



Intubación endotraqueal directa con un videoscopio flexible y tubos endotraqueales estándar.

CE 0086

US: Rx only